



**Starviewer**  
Medical Imaging Software

---

**Starviewer 1.1**

---

Manual de usuario

---

# Starviewer 1.1

## Manual de usuario



## Tabla de contenidos

1. Starviewer .....	6
2. Contacten con nosotros .....	7
3. Instrucciones de uso electrónicas .....	8
4. Información de seguridad .....	9
4.1. Problemas conocidos .....	10
5. Instrucciones especiales de operación .....	11
6. Gestión de estudios .....	12
6.1. Buscar y obtener estudios .....	12
6.1.1. Base de datos local .....	12
6.1.2. Servidores PACS .....	15
6.1.2.1. Lista de peticiones .....	17
6.1.3. DICOMDIR .....	18
6.1.4. Acceso desde el RIS .....	19
6.2. Exportación de estudios .....	20
6.2.1. Anonimización de estudios .....	21
6.2.2. Grabación a CD o DVD .....	21
6.2.3. Grabación a disco duro o memoria USB .....	22
7. Visualización de imágenes: visor 2D .....	24
8. Visualización básica .....	26
8.1. Navegación y distribución de imágenes .....	26
8.1.1. Apertura de estudios .....	26
8.1.1.1. Hanging protocolos .....	26
8.1.1.2. Distribución automática .....	26
8.1.1.3. Criterios por la selección del mecanismo de distribución .....	27
8.1.2. Comparación de estudios .....	27
8.1.3. Estudios relacionados .....	28
8.1.4. Manipulación de la distribución y contenido de los visores .....	32
8.1.4.1. Herramientas de manipulación de la distribución .....	32
8.1.4.2. Herramientas para seleccionar el contenido del visor .....	39
8.1.5. Ampliación de un visor .....	40
8.2. Herramientas de manipulación de imagen .....	43
8.2.1. Canvi de corte y de fase .....	43
8.2.2. Zoom .....	44
8.2.3. Lupa .....	45
8.2.4. Desplazamiento .....	46
8.2.5. Cambio de ventana (WW/WL) .....	47
8.2.6. Selección de ventanas predeterminadas (VOI LUT) .....	48
8.2.7. Ventanas definidas por el usuario .....	50
8.2.8. Selección de funciones de color (CLUT) .....	52
8.2.9. Inversión de ventana o colores .....	53
8.2.10. Inversión horizontal y vertical .....	53



8.2.11. Rotación . . . . .	54
8.2.12. Restablecer el visor al estado inicial . . . . .	55
8.2.13. Gestión de capas de información . . . . .	56
8.2.13.1. Información textual . . . . .	56
8.2.13.2. Overlays . . . . .	57
8.2.13.3. Shutters . . . . .	57
8.2.14. Pantallazo . . . . .	58
8.2.15. Exportación de imágenes DICOM . . . . .	59
8.3. Herramientas de medida y dibujo . . . . .	63
8.3.1. Distancia . . . . .	63
8.3.2. TA-GT . . . . .	64
8.3.3. Ángulo . . . . .	65
8.3.4. Ángulo de Cobb . . . . .	66
8.3.5. Regiones de interés (ROI) . . . . .	67
8.3.5.1. ROI elíptica . . . . .	68
8.3.5.2. ROI poligonal . . . . .	69
8.3.5.3. ROI mágica . . . . .	70
8.3.6. Círculo . . . . .	71
8.3.7. Flecha . . . . .	72
8.3.8. Borrar . . . . .	73
8.3.9. Consideraciones sobre medidas geométricas . . . . .	74
8.3.9.1. Unidades y tipos de medidas . . . . .	74
8.3.9.2. Medidas en píxeles . . . . .	75
8.3.9.3. Medidas en milímetros . . . . .	75
> Medidas físicas . . . . .	75
> Medidas en imágenes de proyección radiográfica . . . . .	75
8.3.9.4. Prevalencia de medidas . . . . .	77
8.3.9.5. Nivel de detalle de las medidas . . . . .	77
8.3.9.6. Exactitud y precisión . . . . .	78
9. Visualización avanzada . . . . .	79
9.1. Reconstrucciones . . . . .	79
9.2. Thick slab . . . . .	79
9.3. Líneas de referencia . . . . .	82
9.4. Cursor 3D . . . . .	83
9.5. Cine . . . . .	85
9.6. Información del vóxel . . . . .	85
9.7. Información DICOM . . . . .	86
9.8. Sincronización manual . . . . .	88
9.8.1. Para cada visor . . . . .	88
9.8.2. Para todos los visores . . . . .	89
9.9. Sincronización automática . . . . .	89
9.10. Propagación . . . . .	91
9.11. Fusión . . . . .	93



9.11.1. Distribución de fusión . . . . .	95
9.11.2. Balance de fusión . . . . .	97
9.12. Standardized Uptake Value (SUV) . . . . .	98
9.12.1. Fórmulas . . . . .	99
9.12.1.1. SUV . . . . .	99
9.12.1.2. Factor de corrección de la desintegración . . . . .	99
9.12.1.3. Massa corporal magra . . . . .	100
9.12.1.4. Área de superficie corporal . . . . .	100
9.12.2. Datos requeridos . . . . .	101
9.12.2.1. Atributos exclusivos de fabricante . . . . .	101
9.13. Visor MPR 2D . . . . .	101
9.14. Visor 3D . . . . .	103
9.15. Planes de corte . . . . .	104
9.16. Rotación 3D . . . . .	108
9.17. Aplicaciones externas . . . . .	109
9.18. PDF . . . . .	109
10. Tests de diagnosis . . . . .	111
11. Impresión DICOM . . . . .	113
11.1. Selección de las imágenes a imprimir . . . . .	114
11.2. Añadir una impresora . . . . .	115
12. Menús . . . . .	118
12.1. Fichero . . . . .	118
12.2. Visualización . . . . .	119
12.3. Herramientas . . . . .	119
12.4. Ventana . . . . .	120
12.4.1. Mover a la pantalla . . . . .	120
12.4.2. Maximizar a múltiples pantallas . . . . .	121
12.4.3. Desplazar a la pantalla anterior . . . . .	122
12.4.4. Desplazar a la pantalla siguiente . . . . .	122
12.5. Ayuda . . . . .	122
13. Configuraciones . . . . .	124
13.1. Visor 2D . . . . .	124
13.2. Distribución de los visores 2D . . . . .	126
13.3. PACS . . . . .	127
13.3.1. Servidores PACS . . . . .	127
13.3.2. Configuración local . . . . .	128
13.4. Base de datos local . . . . .	129
13.5. Escuchar peticiones del RIS . . . . .	132
13.6. DICOMDIR . . . . .	133
13.7. Aplicaciones externas . . . . .	134
13.8. Magnificación . . . . .	135
14. Atajos de teclado . . . . .	137
14.1. Atajos principales . . . . .	137





14.2. Otros atajos.....	137
15. Glosario.....	139



Starviewer  
Medical Imaging Software

---

## Starviewer 1.1

---


### Manual de usuario

---

## 1. Starviewer

El Starviewer es un visor DICOM que integra herramientas de visualización y evaluación de imágenes para el diagnóstico de imágenes médicas, técnicas de reconstrucción, herramientas de navegación 3D y apoyo a la fusión de imágenes. Añade módulos funcionales y se puede integrar con sistemas de información hospitalarios como por ejemplo servidores PACS y RIS.

El Starviewer está hecho por:



Institut de Diagnòstic per la Imatge  
Parc Sanitari Pere Virgili  
Esteve Terradas, 30 – Edifici Mestral 2ª planta  
08023 Barcelona, Catalunya  
<http://idiweb.gencat.cat>  
[idi@idi.gencat.cat](mailto:idi@idi.gencat.cat)  
Tel. +34 93 259 41 75  
Fax +34 93 259 41 85





## 2. Contacten con nosotros

Por cualquier duda o sugerencia, enviáis un correo a [support@starviewer.udg.edu](mailto:support@starviewer.udg.edu).



### 3. Instrucciones de uso electrónicas

Podéis imprimir estas instrucciones de uso usando la función de imprimir de vuestro visualizador de PDF. Aun así, podéis pedir una copia impresa a [support@starviewer.udg.edu](mailto:support@starviewer.udg.edu).

Las versiones nuevas, actuales y viejas de las instrucciones se pueden descargar en <https://starviewer.org/eifu>. Recomendamos acceder a las instrucciones a través del menú **Ayuda** para asegurar que visualizáis las correctas.



## 4. Información de seguridad

Leéis este manual de usuario.

Tenéis que leer este manual de usuario antes de usar el Starviewer para el diagnóstico.

El Starviewer está pensado para radiólogos profesionales formados.

El Starviewer es un visor de imágenes médicas pensado para ser usado por un radiólogo profesional con formación cuando se utiliza con finalidad diagnóstica.

No dependáis únicamente del Starviewer para tomar decisiones críticas.

Los dispositivos de imagen médica no están libres de errores, y las imágenes y datos que se presentan son el resultado de una compleja cadena de dispositivos donde cada uno añade riesgos. Cuando tengáis que tomar una decisión crítica por un paciente tendríais que considerar complementarla con información adicional otras fuentes para minimizar tanto como sea posible el escenario donde un error de software inadvertido y que muestre datos plausibles al usuario acabe fundamentando una decisión crítica por el paciente que pueda conducir en la muerte o producir lesiones irreversibles.

Contactáis con apoyo si observáis resultados sospechosos.

Si estáis usando el Starviewer y observáis resultados extraños que sospecháis que pueden ser incorrectos, tendríais que posaros en contacto con el equipo de apoyo a [support@starviewer.udg.edu](mailto:support@starviewer.udg.edu) para avisar del problema potencial lo más bien posible. También tendríais que probar de abrir el mismo estudio con un programa alternativo si es posible para comprobar si se obtiene el mismo resultado.

No dependáis únicamente del Starviewer en situaciones de emergencia.

Si necesitáis una alta disponibilidad para poder responder a situaciones de emergencia tenéis que tener un plan de contingencias para poder continuar diagnosticando en caso de que algunas partes de la cadena de dispositivos fallen. Esto puede incluir los dispositivos de adquisición, la red o las estaciones de visualización.

En el caso específico del Starviewer, las medidas de contingencia pueden ir desde la posibilidad de diagnosticar desde las estaciones de trabajo de los dispositivos de adquisición a poder transferir estudios a unidades USB en caso de fallo de la red o lo PACS. A diferencia de las soluciones de visua-



lización centralizadas o a la nube, la Starviewer es un software descentralizado donde cada estación de visualización es independiente de las otras.

Calibráis las pantallas para asegurar una visualización correcta.

La correcta visualización de imágenes médicas requiere tomar medidas para asegurar que aquello que se muestra es consistente con aquello que el ser humano percibe. Tenéis que calibrar las pantallas, asegurar su funcionamiento, utilizar pantallas médicas, hacer comprobaciones periódicas, etc.

No usáis el hardware por encima de sus límites especificados.

El Starviewer es un programa informático que se ejecuta sobre hardware informático de propósito general. Os tenéis que asegurar que el hardware opera dentro de los parámetros especificados por el fabricante en cuanto a vibraciones, altitud, interferencias de radio ambientales, temperatura, humedad, radiactividad, etc.

La calidad de imagen se puede reducir temporalmente durante la interacción.

Para mantener el rendimiento y la interactividad, puede ser que se reduzca temporalmente la calidad de imagen durante algunas interacciones. Cuando acaba la interacción la Starviewer vuelve a la calidad máxima.

#### 4.1. Problemas conocidos

La funcionalidad de abrir ficheros de un directorio puede fallar (haciendo que no se abre nada) si el directorio contiene algún fichero que no sea DICOM ni imagen estándar.

Para evitar-lo aseguraos que el directorio solo contiene fitxers de formatos admitidos.



## 5. Instrucciones especiales de operación

No hace falta ninguna operación especial, solo la operación normal siguiendo este manual de usuario.



## 6. Gestión de estudios

### 6.1. Buscar y obtener estudios

La aplicación permite buscar estudios desde tres fuentes diferentes:

- » Base de datos local: Permite buscar estudios descargados o importados al ordenador.

Menú: **Fichero > Estudios de la base de datos local...**

Atajo: **Ctrl** + **L**

- » Servidores PACS: Permite buscar estudios de uno o más PACS.

Menú: **Fichero > PACS...**

Atajo: **Ctrl** + **P**

- » DICOMDIR: Permite buscar estudios que estén desats en un DICOMDIR en el ordenador o en cualquier dispositivo (USB, CD, DVD).

Menú: **Fichero > Abre un DICOMDIR...**

Atajo: **Ctrl** + **D**

Desde la misma ventana que aparece al hacer la busca en cualquier de las tres opciones, se puede buscar a cualquier del resto de opciones, simplemente hay que seleccionar la pestaña correspondiente al lugar donde se quieren buscar los estudios.

#### 6.1.1. Base de datos local

Para buscar estudios en la base de datos local se puede acceder de dos formas diferentes:

- » Desde el menú **Fichero > Estudios de la base de datos local...**

- » A mb la atajo **Ctrl** + **L**

Aparece la ventana siguiente:





Query Studies

Patient Name:  Patient ID:

Study Date:  Any Date  Today  Yesterday  Last Week  Custom: From  To

Series Modality:  All  CR  ES  NM  RF  XA  CT  MG  OP  SC  XC  DX  MR  PT  US  Other

Advanced search >>

Local Database PACS Server DICOMDIR

Name	Patient ID	Date	Description	Modality	Birth Date	Age	Institution	UID
> Presentation Test^Pha...	RSNA99	1999-11-17 08:32:01	Presentation Test Phase1	OT				1.2.840.113619.6.48.1.2.0.19991117083201.4
> HA YONG JO	03907033	2000-08-04 09:53:20	LIVER CT	CT	1946-09-20	53Y		1.2.840.113619.2.1.1.2703076054.1020.96525614
> Test HP CT	8	2005-03-06 10:59:17		CT				1.2.276.0.7230010.3.25687187775083404355534
> OverlayTest	OverlayT...	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11	58Y		1.2.124.113532.10.122.1.203.20051130.122937.2
> X	X	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11	58Y		1.2.124.113532.10.122.1.203.20051130.122937.2
> XY	XY	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11	58Y		1.2.124.113532.10.122.1.203.20051130.122937.2
> Y	Y	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11	58Y		1.2.124.113532.10.122.1.203.20051130.122937.2
> Test^FluroWithDisplay...	TEST235...	2006-12-07 09:14:14	UPPER GI SERIES (STOMACH)	RF				1.3.6.1.4.1.5962.1.1.0.0.0.1168612284.20369.0.1
> FLI COR	05	2007-06-29 13:14:03	CORAZON-COR	MR				1.3.46.670589.33.1.17054383341299739721.3015

Series 2711 3 Images Series 2712 45 Images

View

Operation List

Esta pestaña nos muestra los estudios que hay desats al ordenador en el cual se está trabajando, que se han ido descargando desde un PACS o bien desde un DICOMDIR.

Para realizar buscas en base a datos local se pueden introducir diferentes filtros como por ejemplo: nombre del paciente, ID del paciente, fecha del estudio o modalidad.

Los estudios se visualizan en forma de lista donde se pueden seleccionar y mediante la flecha del ante la carpeta ver información de las series que contienen. Los estudios se pueden ordenar por cualquier de los atributos que se muestran a la lista haciendo clic en el título de la columna correspondiente. La ordenación queda desada según la última configuración aplicada.

Name	Patient ID	Date	Description	Modality	Birth Date	Age	Institution	UID
> Y	Y	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11	58Y		1.2.124.113532.10.122.1.203.20051130.122937.2
> Test^FluroWithDisplay...	TEST235...	2006-12-07 09:14:14	UPPER GI SERIES (STOMACH)	RF				1.3.6.1.4.1.5962.1.1.0.0.0.1168612284.20369.0.1
▼ COR	05	2007-06-29 13:14:03	CORAZON-COR	MR				1.3.46.670589.33.1.2247256634148948803.21565
Series 101		2007-06-29 13:14:41	#SURVEY/60s	MR				1.3.46.670589.33.1.13802734773819768133.2313
Series 301		2007-06-29 13:17:48	COR/BTFE_BH	MR				1.3.46.670589.33.1.436283080977985099.249469
Series 401		2007-06-29 13:19:25	TRAsBTFE_BH	MR				1.3.46.670589.33.1.17054383341299739721.3015
Series 501		2007-06-29 13:20:27	TRAsBTFE_BH	MR				1.3.46.670589.33.1.3005417181746977349.28524
Series 502		2007-06-29 13:20:27	ETRAsBTFE_B	MR				1.3.46.670589.33.1.29640481773156641351.2922
Series 601		2007-06-29 13:22:40	COR/BTFE_BH	MR				1.3.46.670589.33.1.24508410801060777470.2287

Para realizar una selección múltiple de estudios hay que mantener pulsada la tecla **Ctrl** mientras se realiza la selección de la lista. Si tenemos más de un estudio seleccionado las operaciones realizadas afectarán en todos los estudios seleccionados.




Seleccionando uno o más estudios se permite hacer diferentes operaciones:

- » **Visualiza**: Abre los estudios seleccionados, organizando los visores y las series automáticamente con una [distribución automática](#) o uno [hanging protocolo](#). También se puede hacer desde teclado con las teclas **Ctrl** + **V**, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el estudio o haciendo doble clic sobre cualquier serie del estudio.

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre un estudio o una serie también se pueden realizar diferentes acciones:

Name	Patient ID	Date	Description	Modality	Birth Date
>  XY	XY	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11
>  Y	Y	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11
>  Test^Flur- W&A;D- Test	TEST225	2005-12-07 00:14:14	UPPER GI SERIES (STOMACH)	RF	
>  COR			CORAZON-COR	MR	
>  05 FETGE			HIGADO-FETGE	MR	
>  DYNAMI			HIGADO-FETGE	MR	
>  T00007			TC DE CRANI	CT	1931-08-06
>  Test later				CT	
<  TEST IIS MULTIFRAME	20	2005-12-09 00:50:23		IIS	

- » **Visualiza**: Realiza la misma operación que el botón **Visualiza**: visualiza los estudios seleccionados, organizando los visores y las series automáticamente con una [distribución automática](#) o uno [hanging protocolo](#).
- » **Borra**: Borra los estudios o series seleccionadas de la lista de los estudios que hay desats en local. También se puede hacer seleccionando el estudio o serie y pulsando la tecla **Del**.
- » **Envía a la lista de DICOMDIR**: Exporta los ficheros (los datos) del estudio en formato DICOMDIR para grabarlo en un USB, CD, DVD, disco llevar... Para hacerlo primero hay que enviar todos los estudios deseados mediante esta funcionalidad a la lista de DICOMDIR por después exportarlos conjuntamente (veáis la sección 6.2 Exportación de estudios). También se puede hacer seleccionando el estudio y pulsando las teclas **Ctrl** + **M**.
- » **Envía en PACS**: Envía los estudios o series seleccionadas en los PACS seleccionados. También se puede hacer seleccionando el estudio o serie y pulsando las teclas **Ctrl** + **S**. Aparece un diálogo con los PACS configurados desde donde se puede escoger los PACS donde se enviarán los elementos seleccionados. Una vez seleccionados los PACS se confirma el envío con el botón **Envía**. Si lo PACS no aparece a la lista se puede configurar un nuevo PACS (veáis la sección 13.3 PACS).




### 6.1.2. Servidores PACS

Para buscar estudios en uno o varios servidores PACS se puede acceder de dos formas diferentes:

- » Desde el menú **Fichero** > **PACS...**
- » A mbel atajo **Ctrl** + **P**

Aparece la ventana siguiente:



Desde la pestaña **Servidor PACS** se puede buscar los estudios de pacientes que haya desats en la lista de PACS configurados. Para configurar nuevos PACS, veáis la sección 13.3 PACS.

Las buscas se hacen a todos los PACS seleccionados a la lista de arriba a la derecha, la cual se puede mostrar y esconder mediante el botón **Nodos PACS >>**. La primera vez que se abre la ventana están seleccionados los PACS configurados como PACS por defecto. Se puede seleccionar o deseleccionar un PACS haciendo clic a la lista y se puede seleccionar más de uno.

Para realizar la busca se puede usar diferentes filtros como por ejemplo: nombre del paciente, ID del paciente, fecha del estudio o modalidad de las series. Haciendo clic al botón **Busca avanzada >>** se puede introducir otros criterios como por ejemplo: fecha de nacimiento del paciente, hora del estudio, UID del estudio, modalidad del estudio, UID de la serie, SOP Instance UID...

Una vez introducidos los parámetros se puede ejecutar la busca haciendo clic al botón **Busca** y entonces aparecen todos los resultados que coinciden con las opciones escogidas. La busca se puede cancelar antes de acabar con el botón **Cancela la busca**.

Una vez recibidos los resultados de la busca, seleccionando uno o varios estudios, series o ficheros se pueden realizar varias acciones:

- » **Descarga y visualiza**: Descarga los elementos seleccionados, los desata a la base de datos local y los visualiza automáticamente. También se puede hacer directamente con el botón derec-



hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el elemento que se quiere visualizar y seleccionando la opción de Descarga **y visualiza**, o bien con las teclas **Ctrl** + **V**.

- » **Descarga**: Descarga los elementos seleccionados y los deses de la base de datos local. También se puede hacer directamente con el botón derecho del ratón sobre el elemento que se quiere descargar y seleccionando la opción de Descarga, o bien con las teclas **Ctrl** + **R**, o bien haciendo doble clic sobre el elemento.

Se puede ver el estado de los diferentes estudios, series o ficheros solicitados para descargar haciendo clic al botón **Lista de peticiones**.

### 6.1.2.1. Lista de peticiones

Se puede consultar el estado de todos los estudios de los cuales se ha pedido la descarga o envío durante la sesión actual de la Starviewer haciendo clic al botón **Lista de peticiones** de la ventana de PACS. Con esta acción se abre la ventana siguiente:

Status	Director	From/To	Patient ID	Patient Name	Request Date	Series	Files
RETRIEVED	Local	PACSH	FUJ100001	TEST^SR Tanak...	2020-03-04 11:58	2	2
ERROR	Local	PACSH	0003	CAP^Isotropic ...	2020-03-04 11:58	0	0
ERROR	Local	PACSH	9RG1	CompressedSa...	2020-03-04 11:58	0	0
RETRIEVING	Local	PACSH		Fusion DEMO	2020-03-04 11:58	0	0
PENDING	Local	PACSH	2008-3-i1...	TEST-i18n-김희...	2020-03-04 11:58	0	0
PENDING	Local	PACSH	overlay728	TEST^Overlay	2020-03-04 11:58	0	0
PENDING	Local	PACSH	1	Anonymous CT	2020-03-04 11:58	0	0

Los diferentes estados son:

- » **Descargado**: El estudio ya se ha descargado y se encuentra a la base de datos local, disponible para visualizar.
- » **Descargando**: Se está descargando el estudio.
- » **Pendiente**: El estudio está a la lista de espera para descargar (los estudios se descargan uno por uno).
- » **Error**: Ha habido algún error durante la descarga del estudio.
- » **Enviado**: El estudio se ha enviado en el PACS.
- » **Enviando**: El estudio se está enviando en el PACS.
- » **Cancelando**: Se está cancelando la descarga o envío del estudio.



- » Canceledo: Se ha cancelado la descarga o envío del estudio.

También hay diferentes operaciones disponibles para realizar con los elementos de la lista:

- » **Cancélas todas**: Cancela todas las operaciones pendientes y las que se están ejecutando.
- » **Cancela las seleccionadas**: Cancela solo las operaciones seleccionadas que estén pendientes o en progreso.
- » **Limpieza**: Saca de la lista las operaciones que ya hayan finalizado (estado descargado, enviado, cancelado o error).

### 6.1.3. DICOMDIR

Para buscar estudios en un disco llevar, USB o disco óptico tenemos la funcionalidad de abrir un DICOMDIR. Se puede acceder de dos formas diferentes:



- » Desde el menú **Fichero** > **Abre un DICOMDIR...**
- » A mbel atajo **Ctrl** + **D**

Se muestra un diálogo que permite elegir el fichero DICOMDIR del disco llevar, USB o disco óptico y abrirlo. Un golpe abierto se muestra la pestaña de DICOMDIR con todos los estudios que contiene, como la imagen siguiente:

Name	Patient ID	Date	Descriptor	Modality	Birth Date	Age	Institution	UID	Study ID	Protocol Name
> 05 FETGE DINAMIC [MR]	05_FETGE_DINAMIC_MR	2007-07-02 14:04:31	HIGADO-...					1.3...	Study 2...	
> Anonymous	DCMTKPAT000003	2012-07-10 12:54:35						1.2...	Study 1	
> Anonymous	DCMTKPAT000003	2015-07-07 12:52:45						1.2...	Study 1	
> Anonymous	2	2012-08-09 13:29:12						1.2...	Study 2	
> Anonymous CT	7	2011-11-22 10:07:49						1.2...	Study 1	
> Bad Scale Intercept Test	BadScaleInterceptTest	2011-01-25 12:47:45						1.2...	Study 1	
> constanza	DCMTKPAT000002	2013-01-11 08:32:41						1.2...	Study 1	
> COR	05	2007-06-29 13:14:03	CORAZO...					1.3...	Study 2...	
> CR shoulder	17	2011-11-10 23:49:46						1.2...	Study 1	
> CR torax	18	2011-12-15 01:32:30						1.2...	Study 2	
> CT axial 50 slices	16	2011-02-09 23:49:35						1.2...	Study 1	
> DDD^TEST	123456789	2010-05-20 01:06:17						1.2...	Study 0	
> Different pixel spacing	DCMTKPAT000001	2010-11-15 15:49:24						1.2...	Study 1	
> DYNAMIC	04	2007-07-02 14:04:31	HIGADO-...					1.3...	Study 2...	
> HA YONG JO	03907033	2000-08-04 09:53:20	LIVER CT					1.2...	Study 1...	
> MR Enhanced Series With...	15	2011-11-14 09:17:12						1.2...	Study 1	
> MR with Phases	3	2011-12-12 10:53:35						1.2...	Study 1	
> Multiple images with shut...	6	2011-03-21 08:35:53						1.2...	Study 1	
> OverlayTest	OverlayTest	2005-11-30 13:26:45	abdome...					1.2...	Study 8...	



Se puede seleccionar uno o más elementos de la lista y realizar diferentes acciones:

- » **Visualiza**: Visualiza los elementos seleccionados. También se puede hacer directamente con el botón derecho  del ratón y seleccionando la opción **Visualiza** o bien con las teclas **Ctrl** + **V**.
- » **Importa**: Copia los elementos seleccionados a la base de datos local. También se puede hacer directamente con el botón derecho  del ratón y seleccionando la opción **Importa** o bien con las teclas **Ctrl** + **R**.

#### 6.1.4. Acceso desde el RIS


El Starviewer se puede integrar con un RIS para que desde el RIS se pueda escoger el estudio a visualizar sin la necesidad de hacer la busca manualmente.

Hace falta que la conexión entre la Starviewer y lo RIS esté muy configurada. Se puede consultar como configurar esta conexión a la sección 13.5 Escuchar peticiones del RIS.


Para abrir un estudio desde el RIS hay que seleccionar el botón del estudio al RIS. Seguidamente se inicia el Starviewer (si no estaba ya abierto) y se muestra una notificación informando que se ha iniciado la busca de los estudios que se han pedido desde el RIS.



Si se encuentra el estudio en el PACS se descarga y se visualiza automáticamente. Mientras dura la descarga la notificación se actualiza para informar del progreso.



Si el estudio ya se encuentra a la base de datos local se pregunta al usuario si los quiere volver a descargar.




Si se indica que sí el estudio se vuelve a descargar actualizando la copia a la base de datos local y seguidamente se abre el estudio. Si se llama que no o se dejan pasar unos segundos el Starviewer visualiza automáticamente el estudio de la base de datos local sin volverlo a descargar.

Si no se encuentra el estudio se informa el usuario con la misma notificación.

## 6.2. Exportación de estudios


El Starviewer permite exportar los datos de uno o más estudios en formato DICOMDIR. Esta funcionalidad es accesible desde la ventana de la base de datos local, a la cual se puede acceder mediante el menú **Fichero** > **Estudios de la base de datos local...** o bien mediante el atajo **Ctrl** + **L**.

Para exportar estudios hace falta en primer lugar seleccionar uno o más estudios (manteniendo la tecla **Ctrl** se pueden seleccionar estudios no consecutivos) de la lista y entonces fer clic al botón derecho  del ratón sobre uno de los estudios seleccionados y elegir l'opción **Envía a la lista de DICOMDIR** al menú contextual, o bien unosar el atajo **Ctrl** + **M**.

Name	Patient ID	Date	Description	Modality	Birth Date
> Y	Y	2005-11-30 13:26:45	abdomen^liver	MR	1111-11-11
> Test^FluroWithDisplay...	TEST235...	2006-12-07 09:14:14	UPPER GI SERIES (STOMACH)	RF	
> COR	05	2007-06-29 13:14:03	CORAZON-COR	MR	
> 05 FETGE DIN			HIGADO-FETGE	MR	
> DYNAMIC			HIGADO-FETGE	MR	
> Test^Test			Radio Conv	CR	1973-07-15
> T00007			TC DE CRANI	CT	1931-08-06
> Test lateralite				CT	
> TEST LIS MI				US	

Después, haciendo clic al botón **Crea un DICOMDIR** aparece la ventana siguiente:





Esta ventana permite seleccionar donde se quiere crear el DICOMDIR:

- » [CD/DVD](#)
- » [Dsalgo llevar o memoria USB](#)

Opcionalmente se puede añadir a los datos exportadas todo el contenido de una carpeta determinada, como por ejemplo un visor que permita la visualización de las imágenes o bien información adicional en el estudio (en cualquier formato, por ejemplo informes). Este directorio se tiene que configurar previamente siguiendo las indicaciones de la sección 13.6 DICOMDIR.

### 6.2.1. Anonimización de estudios


Esta opción permite borrar los datos personales de los estudios exportados para convertirlos en anónimos. Por anonimizar los datos se tiene que marcar la opción **Anonimitza lo DICOMDIR** e indicar el nuevo nombre por el paciente (máximo 64 caracteres). Este nombre se aplicará a todos los pacientes exportados en aquel momento y se puede dejar en blanco. Se recomienda anonimizar los estudios si se tienen que sacar del centro hospitalario.

### 6.2.2. Grabación a CD o DVD

Primero hay que seguir los pasos explicados a la sección 6.2 Exportación de estudios.




Una vez vemos la lista de estudios a punto para grabar hace falta fer clic al botón correspondiente (CD-ROM o DVD-ROM ) y hacer clic al botón **Crea**.




Automáticamente se abre el programa que se haya configurado para crear el CD o el DVD (la configuración del cual se encuentra al tablero de configuración de DICOMDIR DICOMDIR) y se graba el disco.

### 6.2.3. Grabación a disco duro o memoria USB

Primero hay que seguir los pasos explicados a la sección 6.2 Exportación de estudios.

Una vez vemos la lista de estudios a punto para grabar hay que hacer clic al botón correspondiente (Disco llevar o Memoria USB) y entonces al botón  para elegir la ubicación donde se creará el DICOMDIR. Finalmente para crear el DICOMDIR hay que hacer clic al botón **Crea**.





## 7. Visualización de imágenes: visor 2D

El visor 2D es el módulo que nos permite visualizar las imágenes de los estudios de prácticamente todo tipo de modalidades de imagen como CT, MR, MG, RF, CR y OS, entre otros. Este nos permite realizar un amplio abanico de acciones básicas y avances sobre las imágenes cargadas. A continuación se muestra un resumen de las funciones más destacadas.

### Gestión de la visualización

- » [Escoger de forma personalizada la forma de visualización](#) (número de estudios abiertos, colocación de las imágenes...)
- » [Visualizar la lista de estudios relacionados que tiene el paciente](#)

### Manipulación básica

- » [Desplazamiento de imágenes en dimensión espacial y temporal](#)
- » [Zoom, lupa](#)
- » [Rotación de la imagen](#)
- » [Inversión de la imagen horizontal y vertical](#)
- » [Cambio de ventana](#)
- » [Invertir los colores de la imagen](#)
- » [Restablecer un visor en el estado inicial](#)
- » [Esconder la información del paciente del visualizador](#)
- » [Desar una captura en formato de imagen](#) (.jpg, .png, .bmp, .tiff)
- » [Enviar imágenes en un PACS](#)

### Herramientas de medida y de dibujo

- » [Distancia, TA-GT](#)
- » [Ángulo, ángulo de Cobb](#)
- » Regiones de interés (ROI) para el cálculo de áreas y datos estadísticos: [elíptica](#), [poligonal](#), [mágica](#)
- » [Círculo](#) (para encontrar el centro de una área circular)
- » [Flecha](#)
- » [Borrar las medidas creadas](#)


### Funciones avanzadas

- » [Reconstrucciones ortogonales: axial, sagital, coronal](#)



- » [Grosor de corte](#) (MIP, MinIP, media)
- » [Líneas de referencia](#)
- » [Cursor 3D](#)
- » [Visualización de imágenes en forma de video](#)
- » [Ver la información de un vóxel](#)
- » [Información del DICOM](#)
- » Sincronización [automática](#) y manual.
- » [Propagación de zoom, ventana, orientación, traslación...](#)
- » [Fusión de imágenes PET-CT y SPECT-CT](#)

Para conocer más sobre cada función, consultáis los capítulos 8 Visualización básica y 9 9 Visualización avanzada.





## 8. Visualización básica

### 8.1. Navegación y distribución de imágenes

#### 8.1.1. Apertura de estudios

Cuando se abre un estudio el Starviewer se encarga de distribuir automáticamente su contenido en un conjunto de visores. Esto se hace mediante dos mecanismos alternativos, los hanging protocols y la distribución automática, los cuales se explican a continuación.

##### 8.1.1.1. Hanging protocols

Los hanging protocols son unas plantillas que permiten definir una distribución de visores donde el contenido de cada visor viene dado por un conjunto de restricciones y condiciones que tienen que cumplir las series e imágenes de los estudios abiertos.

Esto permite hacer distribuciones automáticas a medida de casi cualquier estudio. El ejemplo más típico es el de las mamografías, donde los hanging protocols permiten crear varias plantillas para mostrar las diferentes proyecciones con la distribución que se desee, como podría ser la comparación de cráneo-caudal, oblicuas o incluso con las previas. Esto mismo es extensible a cualquier protocolo de imagen.

##### 8.1.1.2. Distribución automática

Con este mecanismo se crea una distribución regular de visores para que se pueda colocar la máxima cantidad de series o imágenes y se llena automáticamente con las series o imágenes del estudio abierto.

Las series siempre se ordenan por número de serie y las imágenes por posición dentro de la serie, pero hay otros parámetros de la distribución que son configurables por cada modalidad de imagen:

- » Distribuir por series o por imágenes
- » Dirección principal de distribución (de izquierda a derecha o de arriba abajo)
- » Número máximo de visores (entre 2 y 48)
- » Excluir o no localizadores CT, surveys MR o series CT de corrección de atenuación (B08s)

El Starviewer da una configuración por defecto por cada modalidad de acuerdo con los criterios siguientes:

- » Por imágenes de placa simple (CR, DX, SE, MG, OP, RF, OS, XC) la distribución se hace por imágenes; por el resto de modalidades (CT, MR, NM, PT, SC, SAH, etc.) la distribución se hace por serie
- » Dirección principal de izquierda a derecha
- » Tantos visores como sea necesario (48)
- » En CT se excluyen los localizadores y las series de corrección de atenuación (B08s) y en MR los surveys



Estos parámetros se pueden modificar a la ventana de configuración de la [distribución de los visores 2D](#).

### 8.1.1.3. Criterios por la selección del mecanismo de distribución

El Starviewer permite configurar a las opciones de configuración de la [distribución de los visores 2D](#) por cada modalidad si cuando se abre un estudio se tiene que aplicar un hanging protocolo, si hay de aplicables, o bien una distribución automática, independientemente de si hay hanging protocolos a plicables o no. Por defecto se da prioridad a los hanging protocolos a las modalidades de CR, CT, MG, MR y OS.

Por cada estudio cargado l'Starviewer consulta la biblioteca interna de hanging protocolos y según las propiedades del estudio se filtran aquellos que son aplicables según las restricciones definidas en cada hanging protocolo. En caso de que haya preferencia de hanging protocolo y haya varios de aplicables, se elige el ganador siguiendo los criterios siguientes:

1. El que tenga la prioridad más grande (definida al hanging protocolo)
2. El que muestre más series o imágenes diferentes (una misma serie o imagen puede estar en más de un visor)
3. El que tenga más visores no vacíos
4. El que tenga menos visores en total

Independientemente del mecanismo de distribución que se aplique, el usuario puede aplicar en cualquier momento una distribución regular o uno de los hanging protocolos aplicables utilizando la herramienta de distribución [de visores](#).

En caso de que se cargue un estudio con varias modalidades se aplica el mejor hanging protocolo entre todas las modalidades que tengan la opción de hanging protocolo como preferencia. Si no hay ninguno de aplicable o ninguna modalidad prioriza los hanging protocolos se aplica una distribución automática combinando las preferencias de distribución automática de cada modalidad con los siguientes criterios:

- » Si se distribuye en algunos casos por series y en otras por imágenes, se aplica el criterio por series
- » Si la dirección principal es diferente se aplica de izquierda a derecha
- » El número máximo de visores es el mínimo del conjunto de configuraciones a combinar
- » Se aplican todos los criterios de exclusión incluidos en cada configuración

### 8.1.2. Comparación de estudios

#### Función

Permite visualizar dos estudios del mismo paciente de lado para compararlos. El estudio más reciente se considera el actual y el más antiguo el previo.



## Drecera

**F10** (solo por mamografías y CR de tórax)

## Modo de funcionamiento

El modo de comparación se activa seleccionando un estudio previo a la herramienta de [estudios relacionados](#) y se desactiva desseleccionant el estudio previo a la misma herramienta. Alternativamente, si el estudio es una mamografía o un CR de tórax se puede activar y desactivar el modo comparación con la drecera **F10**. En este caso se selecciona automáticamente el estudio previo más reciente del mismo tipo (mamografía o CR de tórax) y si no hay ninguno no se activa el modo de comparación.

Cuando se activa el modo de comparación o cuando se cambia el estudio actual o el previo mientras está activado, primero se busca si existe un hanging protocolo combinado (es decir, que combine imágenes de dos estudios a la vez) aplicable a los dos estudios seleccionados y se aplica si se encuentra. Si no se encuentra ninguno hanging protocolo combinado aplicable entonces se divide la ventana de la Starviewer en dos mitades donde la mitad izquierda corresponde al estudio actual y la mitad derecha en el estudio previo; por cada estudio se aplica una distribución regular o un hanging protocolo individual de acuerdo con los criterios explicados a la sección 8.1.1.3 Criterios por la selección del mecanismo de distribución.

## Visualizador donde tiene efecto

Todos, cuando se activa el modo de comparación cambia la distribución de toda la ventana.


### 8.1.3. Estudios relacionados





## Función

Muestra la lista de estudios relacionados del paciente actual que se encuentran a la base de datos local, en los PACS marcados por defecto y en el PACS de donde proviene el estudio, y permite cambiar los estudios actual y previo.



## Modo de funcionamiento

En fer clic  a lbotón aparece la lista de estudios relacionados que se ha encontrado. Desde esta lista se puede cambiar el estudio que se visualiza y activar o desactivar la comparación con un estudio previo. Los botones de selección de las columnas **Actual** y Previo permiten cambiar respectivamente el estudio actual y previo que se visualizan en cada momento. Solo se puede seleccionar como estudio actual un estudio más reciente que el previo seleccionado, y como estudio previo uno de más antiguo que el actual seleccionado; en el resto de casos no aparece el botón de selección.

Para cambiar el estudio actual hay que hacer clic  al botón de selección correspondiente al nuevo estudio de la columna **Actual**. Para añadir o cambiar un estudio previo para comparar, hay que hacer clic  al botón de selección correspondiente al nuevo estudio a la columna **Previo**. Cuando se selecciona un estudio como actual o previo, si este no se encuentra a memoria, se descarga auto-










máticamente del PACS o se carga de la base de datos local. Para desactivar la comparación y visualizar solo el estudio actual hay que hacer clic al botón de selección marcado de la columna **Previo**. Para cargar un estudio de la lista a memoria sin visualizarlo hay que hacer clic  al botón  del estudio deseado.

La lista está ordenada por fecha del estudio en orden decreciente (de más nuevo además antiguo). Esta ordenación se puede cambiar clicando sobre la columna deseada (**Nombre**, **Modalidad**, **Descripción**...).

La busca de estudios relacionados se realiza a la base de datos local, en los PACS marcados por defecto y en el PACS de donde proviene el estudio (veáis la sección 13.3 PACS). Se consideran estudios relacionados todos aquellos que tengan el mismo ID de paciente. Se puede configurar que también se incluyan los estudios con el mismo nombre de paciente, pero en este caso hay que consultar el administrador del Starviewer para activar esta opción.

Los estudios de la lista se pueden encontrar en diferentes estados:

- » Seleccionado como actual o previo: botón de selección marcado a la columna **Actual** o Previo 
- » Disponible para seleccionar como actual o previo: botón de selección desmarcado a la columna **Actual** o Previo 
- » No disponible para seleccionar como actual o previo: sin botón de selección a la columna **Actual** o Previo ( )
- » En memoria:  a la tercera columna
- » En descarga o pendiente de descargar:  a la tercera columna
- » Error en la descarga:  a la tercera columna
- » Disponibles para descargar del PACS o cargar de la base de datos: sin icono a la tercera columna

Se resaltan los estudios con la misma modalidad que el estudio que se está visualizando.



Current	Prior		Modality	Description	Date	Name
<input type="radio"/>			CT	TXABDOMEN 3mm	2019-07-26 20:39:21	test^test
<input type="radio"/>			CT	ABDOMEN 3mm	2019-06-19 20:49:06	test^test
<input type="radio"/>			MR	RM TURMELL ESQ	2019-05-27 16:58:20	test^test
<input type="radio"/>			CT	DORSAL	2019-03-11 19:12:09	test^test
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		CT	CRANEO HELICE IDI	2018-09-28 16:21:49	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		DX		2018-07-26 09:17:58	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		MR		2018-07-03 17:31:21	test^test
<input checked="" type="radio"/>			CT	TXABDOMEN 3mm	2017-11-12 10:45:28	test^test
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		MR/PR	99999999	2010-02-08 13:10:57	test^test
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		CT		2009-12-09 09:15:06	test^test
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		CT	TC DE CRANI	2009-02-17 23:29:05	T00007
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		US	Mama	2008-11-19 14:36:54	TEST SIEMENS


### Visualizador donde tiene efecto

Una vez descargada el estudio actual o previo seleccionado este se carga automáticamente. Si solo se visualiza un estudio, sin previo, la nueva distribución de imágenes y colocación de visores se decide tal como se explica a la sección 8.1.1.3 Criterios por la selección del mecanismo de distribución. Si se visualizan dos estudios, actual y previo, se siguen los criterios explicados a la sección 8.1.2 Comparación de estudios.

### Ejemplo

Abrimos un estudio, clicamos el icono de estudios relacionados y aparece una lista de los casos encontrados.


Current	Prior		Modality	Description	Date	Name
<input type="radio"/>			CT	TXABDOMEN 3mm	2019-07-26 20:39:21	test^test
<input type="radio"/>			CT	ABDOMEN 3mm	2019-06-19 20:49:06	test^test
<input type="radio"/>			MR	RM TURMELL ESQ	2019-05-27 16:58:20	test^test
<input type="radio"/>			CT	DORSAL	2019-03-11 19:12:09	test^test
<input type="radio"/>			CT	CRANEO HELICE IDI	2018-09-28 16:21:49	test^test
<input type="radio"/>			DX		2018-07-26 09:17:58	test^test
<input type="radio"/>			MR		2018-07-03 17:31:21	test^test
<input type="radio"/>			CT	TXABDOMEN 3mm	2017-11-12 10:45:28	test^test
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		MR/PR	99999999	2010-02-08 13:10:57	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		CT		2009-12-09 09:15:06	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		CT	TC DE CRANI	2009-02-17 23:29:05	T00007
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		US	Mama	2008-11-19 14:36:54	TEST SIEMENS





Seleccionamos otro estudio como actual haciendo clic a su botón de selección a la columna **Actual**. Una vez se ha abierto se aplica la distribución de los visores predeterminada por el nuevo estudio.


Current	Prior	Modality	Description	Date	Name
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CT	TXABDOMEN 3mm	2019-07-26 20:39:21	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CT	ABDOMEN 3mm	2019-06-19 20:49:06	test^test
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	MR	RM TURMELL ESQ	2019-05-27 16:58:20	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CT	DORSAL	2019-03-11 19:12:09	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CT	CRANEO HELICE IDI	2018-09-28 16:21:49	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	DX		2018-07-26 09:17:58	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	MR		2018-07-03 17:31:21	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CT	TXABDOMEN 3mm	2017-11-12 10:45:28	test^test
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	MR/PR	99999999	2010-02-08 13:10:57	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CT		2009-12-09 09:15:06	test^test
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CT	TC DE CRANI	2009-02-17 23:29:05	T00007
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	US	Mama	2008-11-19 14:36:54	TEST SIEMENS





Seleccionamos un estudio previo para comparar haciendo clic a su botón de selección a la columna **Previo**. Una vez se ha abierto se aplica una distribución combinando los dos estudios.

Current	Prior	Modality	Description	Date	Name
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	CT	TXABDOMEN 3mm	2019-07-26 20:39:21	test^test
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	CT	ABDOMEN 3mm	2019-06-19 20:49:06	test^test
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MR	RM TURMELL ESQ	2019-05-27 16:58:20	test^test
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	CT	DORSAL	2019-03-11 19:12:09	test^test
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	CT	CRANEO HELICE IDI	2018-09-28 16:21:49	test^test
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DX		2018-07-26 09:17:58	test^test
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	MR		2018-07-03 17:31:21	test^test
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CT	TXABDOMEN 3mm	2017-11-12 10:45:28	test^test
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MR/PR	99999999	2010-02-08 13:10:57	test^test
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	CT		2009-12-09 09:15:06	test^test
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	CT	TC DE CRANI	2009-02-17 23:29:05	T00007
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	US	Mama	2008-11-19 14:36:54	TEST SIEMENS



Sy no se encuentran estudios relacionados del paciente, a la lista se muestra solo el estudio abierto.

Si no salen otros estudios relacionados no quiere decir que no pueda haber. Puede ser que en un PACS no configurado para buscar por defecto se encuentren.

#### 8.1.4. Manipulación de la distribución y contenido de los visores

Una vez cargados los estudios, disponemos de algunas herramientas para poder modificar la distribución aplicada y ajustar tanto el contenido como la distribución dlos visores. A continuación se explican cuáles son estas herramientas.

##### 8.1.4.1. Herramientas de manipulación de la distribución



#### Función

Crea una distribución de visores de acuerdo con la especificación que se escoja. Se puede escoger entre dos tipos de distribuciones:

- » Distribuciones regulares a medida: permite escoger el número de filas y columnas para generar una parrilla regular de visualizadores; los visualizadores se llenan siguiendo los criterios de distribución [automática](#).
- » Distribuciones con hanging protocolos: en caso de que el estudio tenga [hanging protocolos](#) aplicables, permite escoger qué aplicar.







#### Dreceses

**F11** y F12 (para pasar por los diferentes hanging protocolos)



## Modo de funcionamiento

Ratón:

- » Distribuciones regulares a medida: hacer clic  al botón , desplazar el ratón por sobre la parrilla dinámica de cuadros que aparece y volver a hacer clic  al cuadro correspondiente a la medida deseada.
- » Distribuciones con hanging protocolos: hacer clic  al botón  y seleccionar uno de los hanging protocolos disponibles con otro clic . Los hanging protocolos se dividen en tres grupos: hanging protocolos por el estudio actual, hanging protocolos por el estudio previo y hanging protocolos combinados. Los dos últimos grupos solo se muestran si está activo el [modo de comparación](#).


Teclado: con las teclas **[F11]** y F12 se puede aplicar el hanging protocolo anterior y siguiente, respectivamente, dentro del mismo grupo y siguiendo la orden en que aparecen al menú.

## Visualizador donde tiene efecto

Cuando se visualiza solo un estudio afecta todos los visores, cambia toda la distribución actual por la seleccionada. Cuando se comparan dos estudios y se aplica un hanging protocolo combinado o ya había uno de aplicado también afecta todos los visores. Cuando se comparan dos estudios, no había ninguno hanging protocolo aplicado y se aplica una distribución regular o un hanging protocolo por un solo estudio, entonces afecta solo en mitad de la ventana correspondiente al estudio en cuestión.


## Ejemplo de una distribución regular a medida

1. Distribución inicial de los visores:






## 2. Selección de una distribución diferente, por ejemplo una distribución de 3x3:




## 3. Resultado que se obtiene:





## Ejemplo de una distribución con hanging protocolos


### 1. Distribución inicial de los visores:








- Activación de la comparación con un estudio previo: se aplica un hanging protocolo combinado por defecto, en este caso Mammo Prev:




- Selección de otro hanging protocolo combinado, por ejemplo MLO-L Prev:






#### 4. Resultado que se obtiene:




#### 5. Selección de un hanging protocolo individual por el estudio actual, por ejemplo Derechas:








6. Resultado que se obtiene: se aplica el hanging protocolo seleccionado en el estudio actual y se aplica el predeterminado, en este caso CC MLO, al previo:



#### 8.1.4.2. Herramientas para seleccionar el contenido del visor


Para cambiar la serie que muestra un visualizador hay que hacer clic con el botón derecho  del ratón dentro de un visualizador y entonces seleccionar haciendo clic  una de las series del menú que aparece. El elemento que se muestra en negrita indica la serie que se muestra actualmente al visor seleccionado.







Si se carga otro estudio del mismo paciente, ya sea desde un PACS, desde los estudios locales o bien desde la herramienta de [estudios relacionados](#), sus series aparecen automáticamente a la lista de series disponibles. Las series se muestran agrupadas por estudio ordenadas por número de serie, con los estudios ordenados de más reciente además antiguo.

Si hay series que se pueden fusionar aparecen las posibles combinaciones de fusión admitidas después de las series individuales, marcadas con el hashtag **Fusión**. Cuando pasa el ratón por encima de un elemento de fusión se resaltan las series que combina con color verde. Para conocer con más detalle en qué condiciones aparecen las opciones de fusión, veáis la sección 9.11 Fusión.



Además del menú de series, también es posible cambiar de serie con el teclado en unas circunstancias concretas. Si se se encuentra en la última imagen de una serie y pulsa la tecla **+** la Starviewer pasa a la primera imagen de la serie posterior. Así mismo, si se se encuentra en la primera imagen de una serie y pulsa la tecla **-** la Starviewer pasa a la última imagen de la serie anterior. Esta navegación es circular e incluye todos los estudios cargados del paciente: si se se encuentra en la última imagen de la última serie del último estudio y pulsa **+** irá a parar a la primera imagen de la primera serie del primer estudio. Para mayor información sobre el desplazamiento de imágenes consultáis la sección 8.2.1 Canvi de corte y de fase.

### 8.1.5. Ampliación de un visor


Se puede ampliar temporalmente un visor para poder ver la imagen más grande. Haciendo doble clic  sobre un visor este se amplía para ocupar toda la ventana o solo la mitad, dependiendo de si la ventana principal de la Starviewer está en una sola pantalla o en dos, respectivamente. Si se vuelve a hacer doble clic  sobre un visor ampliado este vuelve a su medida normal.

Esta funcionalidad está disponible siempre excepto cuando están activas las herramientas de medida de distancia, TA-GT, ángulo, ángulo de Cobb, ROI poligonal, ROI mágica y flecha.




## Ejemplo

### 1. Distribución normal de los visores:






2. Doble clic sobre uno de los visores:



3. Doble clic sobre el visor:







## 8.2. Herramientas de manipulación de imagen

### 8.2.1. Canvi de corte y de fase



#### Función

Cambia la imagen de los diferentes cortes que formen la serie que se está visualizando del paciente. En modelos dinámicos, donde existe más de una imagen por cada corte, también permite cambiar la fase. El número de corte y de fase que se está visualizando aparece indicado bajo cada visualizador al lado izquierdo, así como también el número de cortes y fases totales que hay a la serie.

Esta herramienta se puede configurar para que los cambios de corte y de fase sean cíclicos, que se pueda desplazar infinitamente el ratón y que el cambio de corte con la rodeta pase por todas las series. Ved cómo hacerlo a la sección 13.1 Visor 2D.

#### Dreccera



#### Modo de funcionamiento

Con el ratolí: se cambian los cortes y las fases cuando se desplaza el ratón dentro de un visor mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo . En series con cortes y fases el eje vertical cambia el corte y la horizontal la fase; cuando solo hay cortes ambos ejes cambian el corte y cuando solo hay fases los dos cambian la fase.

También se pueden cambiar cortes y fases haciendo girar la rodeta del ratón. En este caso hay dos modas: cambio de corte y cambio de fase. Se puede alternar entre los modos haciendo clic a la rodeta ; también se puede usar el modo alternativo temporalmente mientras se mantiene pulsada la tecla **Ctrl** del teclado. En series con cortes y fases el modo inicial es de cambio de corte; en series que solo tienen cortes o solo fases el modo siempre es de cambio de corte o de fases, respectivamente. La funcionalidad de la rodeta se mantiene siempre aunque se active otra herramienta.

Con el teclat:

Función	Teclas
Imagen siguiente o anterior	
Fase siguiente o anterior	
Imagen siguiente o anterior pasante por todas las series	
Primera o última imagen	<b>H</b> <b>o</b> <b>m</b> <b>b</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>End</b>



Desde la interfaz: debajo de cada visor hay una barra de desplazamiento que permite cambiar el corte.



## Visualizador donde tiene efecto

El visualizador por donde se mueve el ratón mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo o se hace mover la rodeta, o bien el visualizador activo mientras se pulsan las teclas.

## Ejemplo




Figura 1: Esquerra: corte y fase iniciales. Centro: cambio de corte. Derecha: cambio de fase.

## 8.2.2. Zoom





### Función

Aumenta o disminuye la medida de la imagen.

### Teclera



### Modo de funcionamiento

Arrastrás el ratón arriba o abajo dentro de un visualizador 2D mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo  del ratón. El zoom es centrado en su punto inicial donde se ha hecho clic .

### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador o no se ha empezado el arrastre.





## Ejemplo



Figura 2: Esquerra: zoom inicial. Dreta: després de hacer zoom.


### 8.2.3. Lupa





#### Función

Muestra una pequeña ventana cuadrada donde se amplía la zona de la imagen apuntada por el ratón.

#### Dreçera



#### Modo de funcionamiento

Arrastráis el ratón por sobre la imagen de un visor manteniendo pulsado el botón izquierdo  del ratón. Aparece una ventana cuadrada sin bordes donde se muestra la zona ampliada. Si se mueve el ratón la ventana se actualiza. Cuando se suelta el botón izquierdo  o el ratón sale del visor, la ventana desaparece.

El nivel de ampliación se puede configurar tal como se explica a la sección 13.1 Visor 2D.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador por donde se mueve el ratón mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo .



## Ejemplo





### 8.2.4. Desplazamiento



#### Función

Desplaza la imagen dentro del visor.

#### Modo de funcionamiento

Arrastráis el ratón dentro de un visor manteniendo pulsado el botón del medio o rodeta ; la imagen se desplazará en la misma dirección la misma distancia. Se puede asignar la misma herramienta al botón izquierdo  del ratón desde el menú del botón de la herramienta de cambio de cortes y fases. El desplazamiento con el botón del medio está activo en todo momento.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador donde se ha empezado el arrastre.



## Ejemplo




Figura 3: Esquerra: posició inicial. Dreta: després de mover .

### 8.2.5. Cambio de ventana (WW/WL)



#### Función

Cambia la escala de grises del visualizador. Ved también la herramienta Selección de ventanas predeterminadas (VOI LUT).

#### Drecera



#### Modo de funcionamiento

Arrastráis el ratón dentro de un visor manteniendo pulsado el botón derecho ; el movimiento horizontal cambia la anchura de la ventana (aumenta o disminuye el contraste) y el vertical cambia el centro (aumenta o disminuye la brillantez). Se puede asignar la misma herramienta al botón izquierdo  del ratón desde el menú del botón de la herramienta de cambio de cortes y fases o con la drecera. El cambio de ventana con el botón derecho está activo en todo momento al visor 2D.

Els valores de la ventana actual se muestran en una anotación a la esquina superior izquierda de cada visor: WW (window width, la anchura) y WL (window level, el centro).

En imágenes de PET o SPECT ambos valores de la ventana (anchura y centro) van ligados porque la ventana siempre tiene un extremo fijado al 0. Este modo de funcionamiento también se conoce como «quemado». En este caso se muestra una anotación adicional, Umbral, la cual indica qué porcentaje de los valores que contiene la serie se encuentran dentro de la anchura de la ventana actual.

Esta herramienta también funciona con imágenes que contengan una VOI LUT. En este caso la herramienta escala y desplaza la función definida al fichero DICOM pero no altera la forma. El nombre de la VOI LUT se muestra junto a la anotación de los valores de ventana.



La ventana por defecto de cada imagen antes de utilizar la herramienta es la que indica el fichero DICOM, que puede ser diferente por cada imagen de la serie. Si el fichero DICOM no da ninguno se calcula una de automática que permite ver todo el rango de valores de la serie. Una vez utilizada la herramienta todas las imágenes de la serie se muestran con la misma ventana, independientemente del que diga el fichero DICOM.

## Ejemplo





Figura 4: Esquerra: finestra original del DICOM. Drinda: finestra modificada.

### 8.2.6. Selección de ventanas predeterminadas (VOI LUT)



#### Función

Cambia la escala de grises de un visor aplicando una ventana predeterminada o definida previamente por el usuario. Hay cuatro tipos de ventanas predeterminadas:



## Tipus de ventana predeterminada


Tipus de ventana predeterminada	Descripció
Automàtica.	La primera entrada: <b>Automática</b> . Aplica una ventana que incluye todo el rango de valores de la serie.
Predeterminades del DICOM	Las entradas siguientes, debajo de la automática. Son las ventanas definidas al fichero DICOM, si hay. Cada fichero DICOM puede definir cero, una o más ventanas y estas pueden ser diferentes por cada imagen de la serie. El nombre que sale aquí también es el que dice el fichero DICOM, y si no especifica ningún nombre se denominan <b>Predeterminada n</b> , donde <b>n</b> es un número más grande o igual que 0 para distinguirlas.
Predeterminades por modalidad	Las entradas por debajo de las del DICOM. Son ventanas predefinidas incluidas a la Starviewer pensadas para visualizar estudios de ciertas modalidades como por ejemplo CT. Tienen nombres para indicar el propósito: <b>Angiografía</b> , <b>CT cráneo</b> , etc.
Definides por el usuario	Las entradas por debajo de las predefinidas de la Starviewer. Son las ventanas que ha definido el usuario previamente siguiendo las instrucciones de la sección 8.2.7 Ventanas definidas por el usuario.

## Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor donde queréis cambiar la ventana y a continuación seleccionáis una ventana del desplegable o utilizáis una de los atajos siguientes:

- Pasa de forma secuencial por la ventana automática y todas las predeterminadas del DICOM (**Automática**, **Predeterminada 0**, **Predeterminada 1**...)
- 1-9**, **0** Funciones predefinidas de la Starviewer, de la primera a la decena
- !**, **"** Undécima y doceava funciones predefinidas de la Starviewer

La opción **Personalizada** (la penúltima del desplegable) permite escoger los valores exactos de anchura y centro de la ventana. Cuando se selecciona esta opción aparece el diálogo siguiente que permite hacerlo:






Finalmente, la última entrada, **Edita las ventanas personalizadas**, permite definir las ventanas de usuario tal como se explica a la sección siguiente.

### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador activo (con el marco azul).

### 8.2.7. Ventanas definidas por el usuario




### Función

Permite añadir, editar y borrar ventanas de usuario que después se pueden elegir con la herramienta de selección de ventanas predeterminadas (veáis la sección anterior). Estas ventanas se guardan hasta que el usuario las borra.

### Modo de funcionamiento

Seleccionáis la opción **Edita las ventanas personalizadas** del desplegable de selección de ventanas predeterminadas. Aparecerá la ventana siguiente donde se muestran las ventanas personalizadas actuales:



Para añadir una nueva ventana hay que hacer clic al botón **Añade** y editar los valores de **Anchura** y Centro de la ventana y la Descripción . La anchura y el centro se llenan inicialmente con los valores actuales del visor activo. El nombre definido aquí es el que aparecerá al desplegable.

Para editar los valores de una ventana solo hay que cambiar los valores directamente borrando el valor actual y escribiendo uno de nuevo o mediante las fletxetes junto a la caja de texto. Para editar el nombre hay que hacer doble clic

Para eliminar una o más ventanas hay que seleccionarlas sobre la columna **Descripción** y entonces hacer clic al botón **Elimina**. Hay que confirmar la eliminación. Se puede seleccionar más de una entrada arrastrando el ratón manteniendo pulsado el botón izquierdo para seleccionar un rango continuo o bien haciendo clic a cada una manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**.


Para finalizar y desar los cambios hay que hacer clic al botón **De acuerdo**. Si hay algún nombre vacío o repetido aparece un mensaje de error informando que hay que resolver el problema y no se podrán desar los cambios hasta que se resuelva. Para descartar los cambios hay que hacer clic al botón **Cancela** o cerrar la ventana.

### Visualizador donde tiene efecto

El nuevo valor estará disponible por todos los visores.



### 8.2.8. Selección de funciones de color (CLUT)



#### Función

Permite aplicar una de las funciones de color predeterminadas al visor seleccionado. Las escalas de color están especialmente indicadas para visualizar estudios de PET y SPECT, pero se pueden aplicar a cualquier modalidad. A las series de PET y SPECT se les aplica por defecto la función de color monocromo inversa (**Black & White Inverse**). En imágenes de fusión PET-CT o SPECT-CT se aplica por defecto la función de color **PET Osirix** sobre la imagen PET o SPECT.

#### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor al cual queréis aplicar la función de color y seleccionáis un elemento del desplegable. La función de color se aplica inmediatamente. En caso de una visualización fusionada la función se aplica a la serie secundaria.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador activo (con el marco azul).

#### Ejemplo




Figura 5: Una misma serie PET con diferentes funciones de color. Izquierda: **Black & White Inverse**. Derecha: **PET**.





### 8.2.9. Inversión de ventana o colores



#### Función

Invierte la escala de grises o colores de la imagen, es decir, los negros se convierten en blancos, los blancos en negros, los amarillos en moratones, los moratones en amarillos, etc.

#### Atajo



#### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor al cual quered invertir los colores y pulsáis el botón de la barra de herramientas o el atajo.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador activo (con el marco azul).

#### Ejemplo




Figura 6: Izquierda: imagen original. Derecha: la misma imagen con los colores invertidos.

### 8.2.10. Inversión horizontal y vertical



#### Función

Invierten la imagen horizontalmente y vertical, respectivamente.

#### Atajos

**H** (horizontal) y **J** (vertical)



## Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor al cual quered aplicar la transformación y pulsáis el botón de la barra de herramientas o el atajo correspondiente.

## Visualizador donde tiene efecto

El visualizador activo (con el marco azul).

## Ejemplos



Figura 7: Centro: imagen original. Izquierda: invertida horizontalmente. Derecha: invertida verticalmente.

### 8.2.11. Rotación



#### Función

Aplican rotaciones de 90° en sentido antihorario y horario, respectivamente.

#### Atajos

**F** (antihorario) y **G** (horario)

#### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor al cual quered aplicar la transformación y pulsáis el botón de la barra de herramientas o el atajo correspondiente por cada giro de 90° que quered aplicar.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador activo (con el marco azul).



## Ejemplos




Figura 8: Una imagen con las cuatro rotaciones posibles.

### 8.2.12. Restablecer el visor al estado inicial



#### Función

Devuelve el visor en el estado inicial, como si se volviera a cargar de inicio, volviendo al corte y fase iniciales, ventana inicial, deshaciendo rotaciones y zooms, borrando medidas, etc.

#### Atajo

**Ctrl** + **R**

#### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor que queréis restaurar y pulsáis el botón de la barra de herramientas o el atajo.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador activo (con el marco azul).

#### Ejemplo



Figura 9: Izquierda: imagen original. Centro: la misma imagen habiendo hecho zoom y desplazado la imagen, cambiado la ventana y dibujado una ROI. Derecha: resultado de restablecer en el estado inicial la imagen del centro; queda exactamente igual que la de la izquierda.



## 8.2.13. Gestión de capas de información

### 8.2.13.1. Información textual



#### Función

Muestra o esconde la información textual a los visores, incluyendo datos del paciente y el estudio, datos de las imágenes, medida de la imagen, ventana actual, corte, orientación, etc.



Esta función es útil si se necesita crear alguna imagen para presentar sin que aparezca información del paciente.

No se puede esconder información impresa a la propia imagen, como suele ser el caso de las ecografías, entre otros.

#### Atajo



#### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón de la barra de herramientas para esconder la información y otro clic  para volverla a mostrar. Alternativamente podéis usar el atajo. Por defecto la información textual es visible salvo que se indique el contrario a la [configuración](#).

#### Visualizador donde tiene efecto

Todos.

#### Ejemplo




Figura 10: Izquierda: visor con la información visible. Derecha: el mismo visor con la información escondida.



### 8.2.13.2. Overlays





Esta función se encuentra dentro del menú del botón para gestionar la información [textual](#).

#### Función

Muestra o esconde los overlays de la imagen. Los overlays son capas de información que contienen anotaciones que se han realizado sobre la imagen. Es un formato de anotaciones obsoleto, pero todavía hay modalidades que lo utilizan y pueden contener información importante para el diagnóstico.

#### Modo de funcionamiento

Haced clic  al menú para esconder los overlays y otro clic  para volverlos a mostrar. Por defecto son visibles.

#### Visualizador donde tiene efecto

Todos.

#### Ejemplo




Figura 11: Izquierda: visor con los overlays visibles (la D arriba a la izquierda). Derecha: el mismo visor con los overlays escondidos.

### 8.2.13.3. Shutters





Esta función se encuentra dentro del menú del botón para gestionar la información [textual](#).

#### Función

Muestra o esconde los shutters de la imagen. Los shutters son máscaras que recortan zonas no importantes de la imagen para facilitar el diagnóstico. Suelen ser zonas de color blanco que pueden molestar la visualización de la imagen. Son comunes en imágenes de modalidad RF y placa simple.



## Modo de funcionamiento

Haced clic  al menú para esconder los shutters y otro clic  para volverlos a mostrar. Por defecto son visibles.

## Visualizador donde tiene efecto

Todos.

## Ejemplo



Figura 12: Izquierda: visor con los shutters visibles. Derecha: el mismo visor con los shutters escondidos.

### 8.2.14. Pantallazo



#### Función


Desa una o todas las imágenes que contiene el visualizador activo en formato de imagen no DICOM a cualquier lugar del ordenador o en un medio externo (USB, disco llevar...). Los formatos de exportación son formatos estándares: PNG, JPEG, BMP y TIFF.

Las anotaciones, información textual, shutters y overlays también aparecen a la captura si son visibles.

#### Atajos

**Ctrl** + **S** (imagen actual) y **Ctrl** + **A** **( t o d a s )** las imágenes)

## Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor del cual queréis desear la imagen actual o todas las imágenes y entonces hacéis clic  al botón de la barra de herramientas y seleccionáis la opción que queráis (**Desa la imagen de la serie actual...** o **Desa todas las imágenes de la serie actual...**) o bien pulsáis el atajo correspondiente. Aparece un diálogo para elegir la carpeta donde desear la imagen e indicar el nombre



del fichero. En caso de desar todas las imágenes de la serie se crea un fichero por cada imagen con un sufijo numérico; por esta razón se recomienda desar-las en una carpeta vacía.

### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador activo (con el marco azul).

### 8.2.15. Exportación de imágenes DICOM



#### Función

Genera una nueva serie DICOM a partir de un pantallazo de la serie que se está visualizando. Esta serie se desa dentro del mismo estudio a la base de datos local. Opcionalmente también se puede enviar a uno o varios PACS.

Las anotaciones, información textual, shutters y overlays también aparecen a la captura si son visibles.

Esta funcionalidad es la única manera de desar anotaciones actualmente.

#### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor que contiene la serie a exportar y pulsáis el botón de la barra de herramientas. Se abre la ventana de la Figura 13 con diferentes opciones:

- » **Descripción de la serie**: es el nombre que tendrá la nueva serie.
- » **Imágenes a exportar**: permite escoger qué imágenes incluirá la nueva serie. Solo se mostrarán las opciones que tengan sentido según la serie visualizada<sup>1</sup>. Hay las siguientes opciones:
  - > **Imagen actual**: desa solo la imagen visualizada actualmente.
  - > **Todas las imágenes de la fase actual**: desa todos los cortes a la fase actual.
  - > **Todas las fases de la imagen actual**: desa imágenes de todas las fases al corte actual.
  - > **Todas las imágenes de la serie**: desa todas las imágenes de la serie incluyendo todos los cortes y todas las fases.
- » **Previsualización**: muestra una pequeña previsualización de una de las imágenes que se desaran. Debajo indica cuántas imágenes se desaran en total.

<sup>1</sup> Por ejemplo, si es una serie sin fases no se mostrarán las opciones correspondientes a fases.



- » A la derecha se informa que las imágenes se desaran a la base de datos local y en los PACS seleccionados y debajo muestra un listado de los PACS configurados que permite elegir uno o más.

La nueva serie se desa siempre a la base de datos local y por tanto es accesible a la máquina donde se ha generado. Si el usuario selecciona uno o más PACS la nueva serie se envía allá después de desarla a la base de datos y permite recuperarla desde otra máquina.




Figura 13: Ventana de exportación de imágenes DICOM.


### Visualizador donde tiene efecto


El visualizador activo (con el marco azul).






## Ejemplo

1. Hagamos una área en uno de los visores por desarla. Abriendo el menú de selección de serie (clic derecho ) observamos que el estudio tiene dos series.







- Hagamos clic al botón de la barra de herramientas y al diálogo damos un nombre a la nueva serie y elegimos exportar solo la imagen actual y no enviarla a ninguno PACS. Hagamos clic a Exporta .





- Abriendo el menú de selección de serie (clic derecho ) vemos que ha aparecido la nueva serie y la podemos asignar al visor.



## 8.3. Herramientas de medida y dibujo

### 8.3.1. Distancia





#### Funció

Permite calcular la distancia entre dos puntos.

#### Atajo




#### Modo de funcionamiento


Haced clic  en su punto inicial para empezar la medida y otro clic  en su punto final para acabarla. Después de posar el segundo punto aparece la distancia medida a su lado. Podeu cancelar una distancia empezada pulsando la tecla **[Esc]** antes de fijar el segundo punto.



## Visualizador donde tiene efecto

El visualizador al cual se hacen los clics .

## Ejemplo







### 8.3.2. TA-GT



#### Función


Permite hacer una medida de TA-GT.

#### Modo de funcionamiento


Haced un clic  para fijar el punto inicial y otro clic  para fijar el segundo punto; estos dos puntos definen la línea de referencia. Entonces hay que crear dos líneas perpendiculares a esta. Con un tercer clic  fijáis la primera de estas líneas perpendiculares —con una longitud concreta— y con un cuarto clic  fijáis la segunda —de la misma longitud que el anterior. Entre las dos líneas perpendiculares y pasante por el último punto aparece una cuarta línea perpendicular a estas y paralela a la de referencia que es la que se mide e indica la separación entre las dos líneas perpendiculares. Podéis cancelar una medida de TA-GT empezada en cualquier momento antes de fijar el último punto pulsando la tecla **[Esc]**.



## Visualizador donde tiene efecto

El visualizador al cual se hacen los clics .

## Ejemplo



### 8.3.3. Ángulo






#### Función

Permite medir el ángulo formado por dos líneas que convergen en un punto.

#### Atajo




#### Modo de funcionamiento

Haced un clic  para fijar el primer punto, un segundo clic  para fijar el segundo punto —el vértice— y un tercer clic  para fijar el último punto. Una vez fijados los tres puntos aparece la medida del ángulo en grados junto al vértice del ángulo. El ángulo medido es el que forman las dos líneas que se intersecan al vértice. Podéis cancelar un ángulo empezado en cualquier momento antes de fijar el tercer punto pulsando la tecla **Esc**.



## Visualizador donde tiene efecto

El visualizador al cual se hacen los clics .

## Ejemplo




### 8.3.4. Ángulo de Cobb







#### Función

Permite medir el ángulo formado por dos líneas que convergen en un punto no definido, útil por ejemplo para medir escoliosis.

#### Atajo




#### Modo de funcionamiento

Tenéis que dibujar dos líneas y semillas se mide el ángulo entre estas. Haced un clic  para empezar la primera línea y otro clic  para acabarla; entonces un clic  para empezar la segunda línea y otro clic  para acabarla. Entonces el Starviewer calcula el ángulo convexo formado por las dos líneas y el muestra. Como que siempre se calcula el ángulo convexo no importa el orden relativo de los




puntos dentro de cada línea. Pudebe de cancelar la medida empezada en cualquier momento antes de fijar el último punto pulsando la tecla **Esc**.

### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador al cual se hacen los clics .

### Ejemplo



#### 8.3.5. Regiones de interés (ROI)

El Starviewer proporciona varias herramientas para dibujar regiones de interés (ROI<sup>2</sup>) con diferentes formas. Una región de interés define una región de una imagen sobre la cual se calculan medidas geométricas y estadísticas. El Starviewer calcula el área en mm<sup>2</sup> (si la imagen no tiene información espacial es en px<sup>2</sup>) y la media y desviación estándar de los valores de los píxeles incluidos a la ROI. En caso de imágenes de color (con más de un componente) se calcula solo el área. La media y la desviación se expresan en las unidades correspondientes de la imagen si es el caso (por ejemplo por CT las unidades son HU (Hounsfield Unidos)). En imágenes de PET también se calcula el SUV máximo y medio, y en imágenes de SPECT el máximo, la suma de las cuentas dentro de la ROI y las cuentas por mm<sup>2</sup>. En imágenes fusionadas (PET-CT y SPECT-CT) se calculan las estadísticas de las dos imágenes. Por saber qué es y como se calcula el SUV, veáis la sección 9.12 Standardized Uptake Value (SUV).

<sup>2</sup> Del inglés Region of Interest.



### 8.3.5.1. ROI elíptica






#### Función

Permite crear una región de interés con forma elíptica.

#### Atajo




#### Modo de funcionamiento

Pulsáis y mantenéis el botón izquierdo  del ratón en un punto para empezar la ROI; arrastráis el ratón para ajustar la medida de la elipse y cuando tenga la medida deseada soltáis el botón izquierdo . La elipse se dibuja dentro del rectángulo imaginario que definen los dos puntos. Podéis cancelar la ROI empezada pulsando la tecla **Esc** antes de soltar el botón izquierdo .

#### Visualizador donde tiene efecto

El visor donde se ha empezado el arrastre.

#### Ejemplo








### 8.3.5.2. ROI poligonal



#### Función

Permite crear una región de interés con una forma poligonal.

#### Atajo



#### Modo de funcionamiento

Haced un primer clic a la imagen para empezar el polígono y a continuación vais tirando más clics para añadir más puntos en el polígono. Para fijar el último punto tenéis que hacer doble clic y con esto se cierra el polígono y se calculan las medidas. Podéis cancelar la ROI empezada en cualquier momento antes de acabarla pulsando la tecla **Esc**.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador al cual se hacen los clics .

#### Ejemplo





### 8.3.5.3. ROI mágica







#### Función

Permite crear una región de interés que se expande automáticamente para incluir los píxeles vecinos con un valor de intensidad pareciendo en su punto inicial donde se ha empezado la ROI. El rango de valores que se consideran parecidos se controla con la propia herramienta.

#### Atajo



#### Modo de funcionamiento


Pulsáis y mantenéis el botón izquierdo  del ratón en un punto del área que queréis incluir a la ROI. Manteniendo el botón izquierdo  arrastráis el ratón alejándoos del punto en cualquier dirección para ampliar el área incluida a la ROI y acercándoos en su punto inicial para reducirla. Cuando el área sea la deseada soltáis el botón izquierdo . Entonces se calculan las medidas de la ROI. Podéis cancelar la ROI empezada pulsando la tecla **Esc** antes de soltar el botón izquierdo .

#### Visualizador donde tiene efecto

El visor donde se ha empezado el arrastre.



## Ejemplo






### 8.3.6. Círculo



#### Función

Permite crear una región circular e indica el centro de esta.

#### Modo de funcionamiento


Pulsáis y mantenéis el botón izquierdo  del ratón en un punto del borde del área circular, arrastráis el ratón y soltáis el botón izquierdo  en su punto opuesto del borde del área circular para acabar el círculo. El círculo dibujado pasa por los dos puntos y tiene como diámetro la distancia entre estos. Una vez acabada el círculo su centro queda indicado por una cruz. Podéis cancelar el círculo empezado pulsando la tecla **[Esc]** antes de soltar el botón izquierdo .

#### Visualizador donde tiene efecto

El visor donde se ha empezado el arrastre.



## Ejemplo





### 8.3.7. Flecha




#### Función

Permite dibujar una flecha.

#### Modo de funcionamiento

Haced clic  en su punto inicial para empezar a dibujar la flecha y otro clic  en su punto final para acabarla. La punta de flecha es al segundo punto. Podeu cancelar una flecha empezada pulsando la tecla **[Esc]** antes de fijar el segundo punto.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador al cual se hacen los clics .



## Ejemplo



### 8.3.8. Borrar






#### Función

Permite borrar las medidas y dibujos hechos con las otras herramientas (distancias, ROIs, ángulos, etc.). Se pueden borrar los objetos uno por uno, los que haya dentro de una área rectangular o todos los de un visualizador.

#### Atajos


**E** (para activar la herramienta de borrar) y **Ctrl + E** (para borrar todas las medidas y dibujos del visor seleccionado)

#### Modo de funcionamiento


Para borrar un dibujo o medida haced un clic  encima. Para borrar los dibujos y medidas en una área rectangular dibujáis el área arrastrando el ratón manteniendo pulsado el botón izquierdo . Para borrar todas las medidas y dibujos de un visor seleccionáis el visor y hacéis clic  a la opción **Todo del visor actual** dentro del menú del botón **Borra** o bien pulsáis las teclas de acceso rápido correspondientes.



## Visualizador donde tiene efecto

El visor donde se hacen los clics  o el arrastre, o el visor activo (con el marco azul) en caso de borrar todos los dibujos.

## Ejemplo



### 8.3.9. Consideraciones sobre medidas geométricas

#### 8.3.9.1. Unidades y tipos de medidas

Las unidades con las cuales se muestran las medidas geométricas, principalmente distancias y ROIs, pueden variar dependiente de la presencia de ciertos atributos DICOM. Adicionalmente, dependiendo de la modalidad de imagen y según los atributos presentes, la aplicación puede dar uno o más resultados por una misma medida, cada uno con su significado correspondiente. En los casos en que se requiere, el tipo de medida se indica explícitamente porque no haya confusión con el tipo de medida por omisión.

A continuación se detalla en qué casos se puede dar cada unidad y cada tipo de medida.

Todas las medidas geométricas van siempre acompañadas de la correspondiente unidad, sean píxeles (px) o milímetros (mm).



### 8.3.9.2. Medidas en píxeles

Las medidas se muestran en píxeles (px) cuando no se puede determinar qué espacio físico hay entre píxel y píxel. Esto sucede en ausencia de los siguientes atributos a la imagen:

- » Píxel Spacing (0028,0030)
- » Imager Píxel Spacing (0018,1164)

### 8.3.9.3. Medidas en milímetros

Para poder mostrar medidas en milímetros hace falta que al menos uno de los siguientes atributos sea presente a la imagen:

- » Píxel Spacing (0028,0030)
- » Imager Píxel Spacing (0018,1164)

En este caso, adicionalmente, dependiendo de la modalidad, de los atributos presentes y de los valores correspondientes, se puede llegar a calcular más de un valor sobre la misma medida donde cada valor tiene un significado concreto. Seguidamente se detallan los diferentes tipos de valores de medida que se pueden dar y sus condiciones posibles.

#### > Medidas físicas

Las medidas se consideran físicas cuando se satisfacen las condiciones siguientes:

- » La modalidad de imagen es CT, MR, PT, SC, OS o NM
- » Hay el atributo Píxel Spacing (0028,0030) y tiene un valor válido

El atributo Píxel Spacing determina el espacio físico entre píxel y píxel, por lo tanto la medida realizada sobre la imagen se corresponde con la medida física real sobre el paciente.

#### > Medidas en imágenes de proyección radiográfica

En el caso de imágenes de proyección radiográfica (aquellas de modalidad CR, DX, RF, MG, SAH, XC, IO, OP o SE) la naturaleza de estas hace que se puedan proporcionar diferentes atributos de espaciado que permiten calcular diferentes tipos de medida. A continuación se explican los diferentes casos que pueden suceder.

#### Medida en detector

Las medidas se consideran relativas al plan del detector cuando se satisface una de las condiciones siguientes:

- » El atributo Imager Píxel Spacing (0018,1164) es el único atributo de espaciado presente
- » La imagen contiene ambos atributos Imager Píxel Spacing (0018,1164) y Píxel Spacing (0028,0030) y estos tienen el mismo valor



En imágenes de proyección radiográfica, si no se indica explícitamente ningún tipo, la medida por omisión es relativa al detector.

### Medida calibrada

Las medidas calibradas se pueden dar cuando se satisface la condición siguiente:

- » La imagen contiene ambos atributos Imager Píxel Spacing (0018,1164) y Píxel Spacing (0028,0030) y estos tienen valores diferentes

En este caso Imager Píxel Spacing (0018,1164) indica el espaciado en lo referente al plan del detector y Píxel Spacing (0028,0030) un espaciado calibrado que aproxima el espaciado en el plan de la imagen. Esta circunstancia permite dar dos medidas, la del detector y la calibrada.

Si se muestra una medida calibrada siempre se indica explícitamente que es calibrada, independientemente de si es la única que se muestra o si también hay la del detector.

### Medida aumentada

Este es un caso parecido al de las medidas calibradas pero específico para imágenes de modalidad MG. Las medidas aumentadas se pueden dar cuando se satisfacen las condiciones siguientes:

- » La modalidad de imagen es MG
- » La imagen contiene los atributos Imager Píxel Spacing (0018,1164) y Estimated Radiographic Magnification Factor (0018,1114)

En este caso la calibración entre el detector y el plan de imagen se hace a través del valor del Imager Píxel Spacing dividido por el valor del Estimated Radiographic Magnification Factor. Esta circunstancia también permite dar dos medidas, la del detector y la aumentada.

Si se muestra una medida aumentada siempre se indica explícitamente que es aumentada, independientemente de si es la única que se muestra o si también hay la del detector.

### Medida de significado desconocido

Este caso sucede cuando según la modalidad y los atributos presentes no se puede determinar el significado de la medida porque falta información. Una medida se considera de significado desconocido cuando se satisfacen las condiciones siguientes:

- » La modalidad de imagen es de proyección radiográfica (CR, DX, RF, SAH, XC, MG, IO, OP o SE)
- » El atributo Píxel Spacing (0028,0030) es el único atributo de espaciado presente





Si se muestra una medida de significado desconocido siempre se indica explícitamente que es de significado desconocido.

El hecho que se dé una medida de este tipo no es normal y podría indicar que hay algún error o problema en la generación de los datos de la imagen adquirida. Este problema tendría que ser informado al equipo técnico de la modalidad para corregirlo y generar los datos adecuadamente.

#### 8.3.9.4. Prevalencia de medidas

Como que en algunos casos se pueden dar diferentes tipos de medidas hay de haber unos criterios claros sobre qué prioridades se establecen entre estas según cada caso.

- » En caso de que la imagen sea de proyección radiográfica:
  - » Si la medida no va acompañada de ningún hashtag y se muestra en mm, es una medida relativa al espaciado del detector
  - » Si la medida se puede dar calibrada o aumentada, se da prioritariamente este valor acompañado de un hashtag que indica explícitamente esta condición
- » En caso de que la imagen no sea de proyección radiográfica, es una medida física (mm) y no va acompañada de ningún hashtag
- » En caso de que se reúnan las condiciones de una medida de significado desconocido, la medida va acompañada de un hashtag que indica explícitamente esta condición

#### 8.3.9.5. Nivel de detalle de las medidas

Dado que en ciertas ocasiones la Starviewer puede calcular más de un resultado por una misma medida, puede ser que el usuario quiera tener más o menos información según sus preferencias. El Starviewer permite escoger el nivel de detalle de las medidas:

- » Mínimo: Se muestra una sola medida (la prioritaria en caso de que se pueda calcular más de una). No se muestra el hashtag por las medidas al detector. Este es la opción por defecto.
- » Mínimo explícito: Solo se muestra una medida, como al nivel de detalle Mínimo, pero en este caso se indica el tipo de medida siempre, también por las medidas al detector.
- » Detallado: Se muestran todas las medidas que se pueden calcular según la imagen. No se muestra el hashtag por las medidas al detector.
- » Detallado explícito: Se muestran todas las medidas que se pueden calcular según la imagen y se indica el tipo de medida también por las medidas al detector.

El nivel de detalle se puede configurar a las opciones de configuración [del visor 2D](#).



### 8.3.9.6. Exactitud y precisión

Explicado de manera simple, la exactitud mide cuánto se acercan los resultados a la realidad, mientras que la precisión mide cuánto varían cuando se hacen medidas repetidas de la misma cosa.<sup>3</sup>

Al Starviewer la precisión de las medidas está limitada principalmente por la precisión del usuario o del dispositivo de entrada (el ratón) cuando prueba de hacer la misma medida, y también por la resolución de la imagen. En una escala menor, también está limitada por la precisión de la DICOM Value Representation DS (Decimal String)<sup>4</sup>, la precisión del tipo double de C++<sup>5,6</sup> y la precisión de la FPU de la CPU concreta<sup>7</sup>.

Por otro lado, la exactitud depende de la calibración del dispositivo de escaneo y la resolución de la imagen.

La exactitud se ha verificado con varias tests de medida, incluyendo tests con imágenes de referencia<sup>8</sup>.

Al Starviewer los valores numéricos se muestran con las precisiones siguientes:

- » Las distancias, áreas, valores estadísticos y lo SUV se muestran redondeados a 2 decimales
- » Los ángulos se muestran redondeados a 1 decimal
- » La anchura y el centro de la ventana se muestran con diferentes niveles de redondeo según su magnitud en valor absoluto. Considerando  $x$  el valor de la anchura o  $c$  centro de la ventana:
  - » Si  $x \geq 100$  se redondea a entero
  - » Si  $1 \leq x < 100$  se redondea a 2 decimales como máximo
  - » Si  $x < 1$  se redondea a 5 decimales
- » Los valores de los píxeles se muestran con todos los decimales que haga falta (siguiendo el comportamiento por defecto del C++)

<sup>3</sup> [https://ca.wikipedia.org/wiki/exactitud\\_i\\_precisió](https://ca.wikipedia.org/wiki/exactitud_i_precisió)

<sup>4</sup> [http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part05/sect\\_6.2.html](http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part05/sect_6.2.html)

<sup>5</sup> [https://en.cppreference.com/w/cpp/language/types#Floating\\_point\\_types](https://en.cppreference.com/w/cpp/language/types#Floating_point_types)

<sup>6</sup> [https://ca.wikipedia.org/wiki/ieee\\_754](https://ca.wikipedia.org/wiki/ieee_754)

<sup>7</sup> <https://ca.wikipedia.org/wiki/fpu>

<sup>8</sup> <http://www.dclunie.com/>



## 9. Visualización avanzada

### 9.1. Reconstrucciones




#### Función

Cambia el plan de corte de las imágenes.

#### Atajos

**Ctrl** + **1** (axial), **Ctrl** + **2** (sagittal), **Ctrl** + **3** (coronal)


#### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor donde queréis cambiar la reconstrucción y hacéis clic  al icono correspondiente. La imagen se reconstruye inmediatamente con el plan seleccionado.

#### Visualizador donde tiene efecto

El visor activo (con el marco azul).

#### Ejemplo



### 9.2. Thick slab





#### Función


Compone la información de un rango de imágenes para formar una de suela. Las composiciones disponibles son MIP (proyección de intensidad máxima), MinIP (proyección de intensidad mínima) y Media .



## Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor donde quered aplicar el thick slab. Elegís el modo de composición y el grosor junto al botón de **Thick Slab**; la opción de Grosor **máximo** posa un grosor que incluya todas las imágenes con la reconstrucción actual. Finalmente, hacéis clic  al botón de Thick **Slab** para activarlo y otro clic  para desactivarlo.

Si se cambian las opciones de composición o grosor mientras lo thick slab está activo los cambios se aplican inmediatamente.

Los controles junto al botón pueden aparecer inicialmente escondidos si la ventana de la Starviewer es pequeña; si es así se pueden mostrar haciendo clic  a la fletxeta junto al botón o bien activando directamente lo thick slab.

## Visualizador donde tiene efecto

El visor activo (con el marco azul).

## Ejemplo




Figura 14: Arriba izquierda: un corte. Arriba derecha: MIP de 100 mm. Bajo izquierda: MinIP de 100 mm. Bajo derecha: media de 100 mm.



### 9.3. Líneas de referencia




#### Función

Permite ver la intersección del plan de imagen de un visor al resto de visores, ayudando a ubicar espacialmente la imagen.

#### Atajo



#### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón de la barra de herramientas o pulsáis el atajo para activar o desactivar las líneas de referencia. Mientras están activas el plan de la imagen visible al visor activo se mostrará en forma de dos líneas paralelas al resto de visores que satisfagan las condiciones siguientes:

- » Que contenga una serie del mismo estudio con el mismo Frame of Reference UID (0020,0052). Este suele ser el caso si el paciente no se ha movido entre la generación de las series.
- » Que el ángulo entre su plan de imagen y el del visor activo esté entre 45° y 135°. Es decir, que si el visor activo está en axial se podrán mostrar líneas de referencia en visores sagitales y coronales pero no en otros axiales.

Las líneas de referencia aparecen usualmente como dos líneas paralelas para indicar el grosor de la imagen visible al visor seleccionado. Este grosor es el que viene definido según los datos del DICOM, o el espaciado entre píxeles si es una [reconstrucción](#), o bien el grosor de corte si está activa la herramienta de thick [slab](#). En caso de que sea una imagen sin reconstruir y no tenga un grosor definido se muestra una sola línea.

#### Visualizador donde tiene efecto

Todos los que satisfagan las condiciones mencionadas más arriba.



## Ejemplo




Figura 15: El visor de abajo a la izquierda está seleccionado y el plan de la imagen actual, con un grosor de 6 mm, se muestra proyectado a los otros visores.

## 9.4. Cursor 3D





### Función

Permite marcar un punto de la imagen en un visor y que se muestre la posición correspondiente a los otros visores.


### Atajo



### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón de la barra de herramientas o pulsáis el atajo para activar el cursor 3D. Entonces hacéis clic  en un punto de la imagen de un visor y al resto de visores que satisfagan una con-



dición se marcará el mismo punto con una cruz, cambiando el corte visualizado si es necesario. También se puede arrastrar el ratón manteniendo pulsado el botón izquierdo  porque los otros visores se vayan actualizando en tiempo real. La condición porque otro visor se actualice es que la serie que visualice sea del mismo estudio y tenga el mismo Frame of Reference UID (0020,0052) (este suele ser el caso si el paciente no se ha movido entre la generación de series). Para desactivar el cursor 3D tenéis que activar otra herramienta.

### Visualizador donde tiene efecto

Todos los que satisfagan la condición mencionada más arriba.

### Ejemplo




Figura 16: Se ha marcado un punto al visor de arriba a la derecha y los otros visores señalan automáticamente el mismo punto del espacio.




## 9.5. Cine



### Función

Avanza por las imágenes automáticamente, como si se tratara de un video. Si la imagen tiene fases avanza por las fases.

### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor donde queréis avanzar las imágenes automáticamente y hacéis clic  al botón de la barra de herramientas.

Si abris el submenú del botón (Figura 17) podéis elegir diferentes opciones que afectan la reproducción:

- » Velocidad del desplazamiento
- » **Bucle**: si se activa, cuando llega al final vuelve al principio y continúa
- » **Bumerán**: si se activa, va avanzando alternativamente en un sentido y en el otro cambiando de sentido cada vez que llega a un extremo; solo funciona si está activado a la vez el **Bucle**.




Figura 17: Submenú de reproducción.

### Visualizador donde tiene efecto

El visor activo (con el marco azul). Si cambia el visor activo mientras está activada pasa a afectar el nuevo visor activo.

## 9.6. Información del vóxel




### Función

Muestra el valor o valores de un punto concreto de la imagen (un vóxel). Se muestran tantos valores como componentes tenga el vóxel (un valor por imágenes en escala de grises y 3 por imágenes en color). En caso de imágenes fusionadas se muestran los valores de las dos imágenes. El valor va acompañado de las unidades correspondientes si tiene (por ejemplo HU (Hounsfield Unidos) en imágenes de CT). En imágenes de PET se muestra el [SUV](#).

### Atajo



### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón de la barra de herramientas o pulsáis el atajo para activar o desactivar la herramienta. Con la herramienta activa movéis el ratón por sobre la imagen y aparecerá el valor del vóxel que haya bajo el puntero en cada momento.






## Visualizador donde tiene efecto

El visor que haya bajo el puntero del ratón.

## Ejemplo





## 9.7. Información DICOM



### Función

Abre una ventana que permite ver toda la información que contiene el fichero DICOM de la imagen que se está visualizando al visor seleccionado.

### Modo de funcionamiento

Seleccionáis el visor y situaos a la imagen de la cual quered ver la información. Haced clic  al botón de la barra de herramientas para abrir la ventana con la información DICOM. Para ver la información de otra imagen situaos a la otra imagen y volvéis a hacer clic  al botón de la barra de herramientas para actualizar la información de la ventana, no hay que cerrarla.

La ventana tiene el aspecto siguiente:




Figura 18: Información DICOM. Izquierda: tags relevantes. Derecha: todos los tags.

La pestaña **Tags relevantes** muestra un pequeño subconjunto de tags que se consideran relevantes según la modalidad. La pestaña **Todos los tags** muestra todos los tags definidos al fichero y permite filtrarlos o resaltar algunos mediante el cuadro de Busca .

### Visualizador donde tiene efecto

Muestra la información en lo referente a la imagen visible al visor activo (con el marco azul) en el momento de activarla.

### Ejemplo




Figura 19: Información DICOM filtrando para encontrar el tag Spacing Between Slices.



## 9.8. Sincronización manual

### Función

Sincroniza un conjunto de visores de forma que cuando uno de estos cambia de corte los otros visores sincronizados avanzan la misma distancia (no el mismo número de cortes). Solo se aplica a los visores sincronizados que tengan el mismo plan anatómico, es decir, se puede sincronizar un axial con un axial pero no un axial con un sagital (la sincronización manual en este último caso no tiene ningún efecto).

Esta herramienta sincroniza la distancia de desplazamiento, no el número de cortes.

Cuando se activa la sincronización manual en algún visor se desactiva la sincronización [automática](#).

### Visualizador donde tiene efecto


Todos los visores para los cuales se haya activado.

Se puede activar o desactivar por cada visor individualmente o por todos de golpe.

#### 9.8.1. Para cada visor





El botón está situado a la esquina inferior derecha de cada visor:



### Función

Activa o desactiva la sincronización manual en un visor.


### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón de sincronización de lvisor para activar la sincronización y volvéis a hacer clic  para desactivarla.

El botón de sincronización cambia entre los dos iconos para indicar si un visor está sincronizado (cadena cerrada) o no (cadena abierta).

### Visualizador donde tiene efecto

El visor correspondiente al botón clicado .



### 9.8.2. Para todos los visores


#### Función

Activa o desactiva la sincronización manual a todos los visores a la vez.

#### Atajos

**U n o** (por activar-la )y Shift + **U n o** (por desactivar-la ).

#### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón correspondiente de la barra de herramientas o pulsáis el atajo correspondiente. Los botones individuales de sincronización manual de cada visor se actualizan para reflejar el nuevo estado.

#### Visualizador donde tiene efecto

Todos los visores que tengan alguna imagen cargada.

## 9.9. Sincronización automática



#### Función

Sincroniza todos los visores de forma que cuando uno de estos cambia de corte los otros visores sincronizados se sitúan al corte correspondiente a la misma posición en el espacio. Solo se aplica a los visores sincronizados que tengan el mismo Frame of Reference UID (0020,0052) (suele ser el caso si el paciente no se ha movido entre la generación de series) y el mismo plan anatómico, es decir, se puede sincronizar un axial con un axial pero no un axial con un sagital (la sincronización manual en este último caso no tiene ningún efecto).

Esta herramienta sincroniza la posición en el espacio.


Cuando se activa la sincronización automática se desactiva la sincronización [manual](#) a todos los visores.

#### Atajo





## Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón de la barra de herramientas o pulsáis el atajo para activar o desactivar la sincronización automática. Quan está activa cada cambio de corte en un visor se reproducirá a los otros que sean compatibles: mismo Frame of Reference UID (0020,0052) y misma reconstrucción.

## Visualizador donde tiene efecto

Todos.



## 9.10. Propagación




### Función

Propaga un conjunto de propiedades de visualización del visor activo a los otros, de forma que estas se reproducen al resto de visores siguiendo unos criterios que varían por cada propiedad de visualización.

### Atajo



### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón de la barra de herramientas o pulsáis el atajo para activar o desactivar la propagación. En el momento de activarla se hace una propagación inicial de las propiedades entre todos los visores dando prioridad al visor activo en aquel momento, de forma que las propiedades quedan sincronizadas desde el comienzo.

El botón de la barra de herramientas tiene un submenú que permite escoger qué propiedades se propagan (por defecto se propagan todas):

- » **Orientación de imagen**: se propaga la orientación (rotación e inversión horizontal o vertical) de la imagen.

Visores sincronizados: los que tienen el mismo plan anatómico y la misma modalidad que el visor activo o bien entre los pares de modalidades PET-CT y SPECT-CT.

- » **Desplazamiento**: se propaga la posición de la imagen dentro del visor entre los visores que comparten el mismo sistema de coordenadas (el mismo Frame of Reference UID (0020,0052)); si el sistema de coordenadas es diferente no se puede garantizar que se vea la misma posición entre visores y por tanto no se propaga el desplazamiento.

Visores sincronizados: los que tienen el mismo plan anatómico y el mismo Frame of Reference UID (0020,0052) que el visor activo.

- » **Fase**: se propaga la fase.

Visores sincronizados: los que tienen como serie secundaria (ved 9.11 Fusión) la serie principal del visor activo.

- » **Grosor de corte**: se propaga el modo de composición y el grosor del thick slab.

Visores sincronizados: los que tienen como serie secundaria (ved 9.11 Fusión) la serie principal del visor activo.

- » **VOI LUT**: se propaga la ventana. Si se aplica una [ventana predeterminada](#) al visor activo, se aplica a los otros la ventana equivalente (la automática del visor activo se corresponde con



el automática de los otros, la primera del DICOM de una con la primera del DICOM del otro, etc.); si es una ventana personalizada se propaguen los valores absolutos de anchura y centro de la ventana.

Visores sincronizados: los que contengan la misma serie que el visor activo. En caso de visualización fusionada solo se aplica sobre la serie coincidente.

» **Zoom**: se propaga el valor absoluto de zoom.

Visores sincronizados: los que tienen el mismo plan anatómico y la misma modalidad que el visor activo o bien entre los pares de modalidades PET-CT y SPECT-CT.

Se puede configurar que la propagación se active por defecto por determinadas modalidades tal como se explica a la sección 13.1 Visor 2D. Con la configuración por defecto se activa por las modalidades CT, MR y PET.

## Ejemplos

Propagación de ventana:




Figura 20: Izquierda: ventana inicial. Derecha: ventana cambiada al visor axial y propagada a los otros.

Propagación de zoom, desplazamiento y orientación:




Figura 21: Izquierda: estado inicial. Derecha: zoom, desplazamiento y orientación cambiados al visor de bajo a la izquierda y propagados a los otros con el mismo plan anatómico.



Propagación de thick slab:



Figura 22: Izquierda: sin thick slab. Derecha: MIP de grosor máximo aplicado al PET y propagado a la serie secundaria (PET) de la fusión.

## 9.11. Fusión

La función de fusión permite hacer una visualización fusionada de PET-CT o SPECT-CT. Se puede cargar una fusión desde el mismo [menú de selección de serie](#), donde se muestran todas las combinaciones disponibles de fusión después de las series individuales. Porque una serie de CT se pueda fusionar con otra de PET o SPECT se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

- » Ambas series tienen que compartir el mismo identificador de espacio (Frame of Reference UID (0020,0052)), es decir, que estén adquiridas en el mismo sistema de coordenadas.
- » La serie de CT tiene que estar contenida en el espacio que ocupa la serie PET o SPECT o viceversa.

También hay la opción de aplicar un [hanging protocolo](#) de fusión. En este caso las restricciones anteriores no se aplican y se puede fusionar cualquier par de imágenes que satisfaga las restricciones del propio hanging protocolo. Actualmente el Starviewer no permite de serie ninguno hanging protocolo de fusión pero el usuario o algún técnico puede crear de personalizados.

En una fusión PET-CT o SPECT-CT se ve la serie de CT como serie [principal](#) sobre la cual se muestra superpuesta la serie de PET o SPECT como [secundaria](#), parcialmente transparente y con una función de color. Ambas series están permanentemente sincronizadas para mostrar la misma región del espacio. En caso de explorar una zona solo disponible al CT la serie secundaria PET o SPECT no se muestra.

La aportación de cada serie a la imagen de fusión final es por defecto de un 50% de cada serie, pero se puede regular con la herramienta del [balance de fusión](#), la cual aparece a la parte inferior del visor junto al botón de sincronización [manual](#). El balance actual se puede ver en todo momento a la parte inferior derecha del visor.


Cuando se visualiza una fusión PET-CT o SPECT-CT algunas herramientas se comportan de forma diferente de cuando se visualiza una sola serie:

- » La selección [de una función de color](#) cambia el color de la serie PET o SPECT en vez del de la serie principal.







- » La herramienta de [información del vóxel](#) muestra dos valores, uno de cada serie. Por la imagen PET se muestra el [SUV](#) siempre que sea posible.
- » Las [herramientas de ROI](#), además de los valores correspondientes de ROI de la imagen CT, muestran el valor máximo y la media del SUV en el caso de PET-CT, y las cuentas totales y por mm<sup>2</sup> en el caso de SPECT-CT.

Por otro lado, hay ciertas funcionalidades y herramientas que no quedan sincronizadas entre las imágenes de CT y PET o SPECT fusionadas y hay que aplicarlas por separado. Cuando se actúa sobre el visor fusionado el [cambio de ventana](#), de fase y lo [thick slab](#) solo se aplican sobre la serie principal, es decir, la de CT. Para actuar sobre la serie secundaria, la de PET o SPECT, hay que hacerlo mediante la propagación a través de un visor secundario. Hay que tener la serie de PET o SPECT cargada en otro visor; semillas, a través de este visor y con la propagación activada, se puede sincronizar y cambiar la fase, la ventana o lo thick slab de la serie PET o SPECT fusionada. La excepción es el cambio de ventana de la serie secundaria, el «quemado», el cual se puede hacer directamente sobre la visualización fusionada usando la herramienta de cambio [de ventana](#) manteniendo pulsada la tecla .

A queste diferencias se resumen a la tabla siguiente:

Acción	Cómo aplicarla sobre la imagen primaria (CT)	Colmo aplicarla sobre la imagen secundaria (PET o SPECT)
Cambio de ventana	Aplicouno la acción sobre el visor fusionado	Apliqueu la acción sobre el visor fusionado manteniendo pulsada la tecla  ; alternativamente, aplicáis la acción sobre otro visor con la misma serie PET o SPECT teniendo la propagación activada
Cambio de fase Thick slab	Aplicáis la acción sobre el visor fusionado	Aplicáis la acción sobre otro visor con la misma serie PET o SPECT teniendo la propagación activada
Función de color	No aplicable	Seleccionáis la función de color sobre el visor fusionado

El resto de funcionalidades y herramientas no dependen del contenido de la imagen y por tanto se comportan exactamente igual que con una visualización sencilla.

Se puede ajustar el «quemado» de la fusión (es decir, la ventana de la imagen PET o SPECT) usando la herramienta de ventana sobre el visor fusionado mientras se mantiene pulsada la tecla .



## Ejemplo




Figura 23: Fusión PET-CT con diferentes vistas. A las columnas, de izquierda a derecha: CT, fusión, PET. A las filas, de arriba a abajo: axial y coronal.

### 9.11.1. Distribución de fusión



El botón está situado a la esquina inferior derecha de los visores que muestran una fusión:



## Función

Permit aplicar una distribución de fusión predefinida que incluye varios visores con la fusión, las series individuales y diferentes reconstrucciones.

### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón y después hacéis clic  en una de las distribuciones ofrecidas. La distribución seleccionada sustituye la distribución actual de la ventana.

Hay disponibles las distribuciones siguientes:

- » 2x1 CT: un visor con el CT y uno con la fusión, con la reconstrucción del visor fusionado original
- » 2x1 PT/NM: un visor con la fusión y uno con el PET o SPECT, con la reconstrucción del visor fusionado original




- » 3x1: un visor con el CT, uno con la fusión y uno con el PET o SPECT, con la reconstrucción del visor fusionado original
- » 2x3 CT: una columna con el CT y una con la fusión y una fila por cada reconstrucción (axial, coronal, sagital)
- » 2x3 PT/NM: una columna con la fusión y una con el PET o SPECT y una fila por cada reconstrucción (axial, coronal, sagital)
- » 3x3: una columna con el CT, una con la fusión y una con el PET o SPECT y una fila por cada reconstrucción (axial, coronal, sagital)
- » MPR R: las tres reconstrucciones (axial, coronal, sagital) con la fusión, con el axial ocupando la mitad derecha de la ventana

### Visualizador donde tiene efecto

Todos: la distribución seleccionada sustituye la distribución actual de la ventana.


### Ejemplo

1. Cargamos una fusión en un visor:






## 2. Aplicamos una distribución de fusión:



## 3. Resultado:



### 9.11.2. Balance de fusión



El botón está situado a la esquina inferior derecha de los visores que muestran una fusión:




### Función

Controla la contribución de cada imagen individual a la imagen fusionada final. Esto permite ver solo la imagen primaria (balance 100%–0%), solo la secundaria (balance 0%–100%) o cualquier combinación entremedias que haga que una de las imágenes contribuya más al resultado final que la otra. El




balance inicial es siempre 50%–50%, de forma que ambas imágenes tienen la misma aportación al resultado final.

### Modo de funcionamiento

Haced clic  al botón en un visor fusionado; aparecerá una barra con la cual puede ajustar el balance hacia un lado o hacia el otro.

### Visualizador donde tiene efecto

El visor al botón del cual se ha hecho clic .

### Ejemplo




Figura 24: Izquierda: desplegable para controlar el balance de fusión. Derecha: anotación para indicar el balance de fusión actual.

## 9.12. Standardized Uptake Value (SUV)

El SUV es un valor empleado habitualmente en el análisis de imagen de modalidad PET. Se define comúnmente como la relación de la concentración de radiactividad  $C$  del tejido [Bq/ml] en el instante  $t$  y la radiactividad inyectada multiplicada por un factor de normalización como puede ser el peso corporal.

El SUV se calcula cuando se dibuja una [ROI](#) o se usa la herramienta de [información del vóxel](#) sobre una imagen de PET o una fusión PET-CT. En el caso de la ROI se calcula el SUV máximo y medio de la región.

Hay tres métodos de normalización disponibles:

- » Pes corporal



- » Massa corporal magra
- » Área de superficie corporal

El usuario puede escoger el método normalización a las opciones de configuración [del visor 2D](#). Por defecto es el peso corporal.

El método de normalización aplicado se indica a la anotación que muestra lo SUV de la manera siguiente:

- » bw: pes corporal (body weight)
- » lbm: demasiado corporal magra (lean body mass)
- » bsa: área de superficie corporal (body surface area)

Cada medida también va acompañada de las unidades correspondientes que dependen del método de normalización:

- » g/ml: por el peso corporal y la masa corporal magra
- » cm<sup>2</sup>/ml: por el área de superficie corporal

## 9.12.1. Fórmulas

### 9.12.1.1. SUV

$$SUV = \frac{C(t)}{D_i \times d} \times N$$

Paràmetre	Descripció	Unonitat
C(t)	Concentració radiactiva	Bq/ml
D <sub>i</sub>	Dosi radiactiva inyectada	Bq
d	Factor de correcció de la desintegració	
N	Factor de normalizació escogido (pes corporal, demasiado corporal magra o área de superficie corporal)	g (pes corporal y demasiado corporal magra) cm <sup>2</sup> (área de superficie corporal)

### 9.12.1.2. Factor de corrección de la desintegración

La dosis inyectada D<sub>i</sub> para calcular el SUV se corrige por el factor de la desintegración radiactiva que hay entre el tiempo de inyección y el inicio de la adquisición a través de la fórmula<sup>9</sup>

$$d = 2^{\left(\frac{-\Delta t}{T_{1/2}}\right)}$$

Donde:

- » T<sub>1/2</sub> es el periodo de semidesintegración en segundos

<sup>9</sup> <https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad>



- » El cálculo de  $\Delta t$  viene dado según el valor del atributo DICOM Decay Correction (0054,1102):
  - > Si es START:  $\Delta t$  es el intervalo de tiempo entre la administración de la dosis y la adquisición de la imagen, en segundos
  - > Si es ADMIN:  $\Delta t$  es 0

El cálculo del intervalo de tiempo se hace preferentemente con los atributos Serías Dato (0008,0021), Serías Time (0008,0031) y Radiopharmaceutical Start Dato Time (0018,1078).

Si no están disponibles se hace con los atributos Serías Time (0008,0031) y Radiopharmaceutical Start Time (0018,1072) asumiendo que la administración de la dosis y la adquisición de las imágenes se han hecho el mismo día.

Si también falta alguno de estos atributos no se puede calcular el SUV.

### 9.12.1.3. Massa corporal magra

La masa corporal magra se calcula con dos fórmulas, la de Morgan<sup>10</sup> o la de James<sup>11</sup>, dependiendo del sexo del paciente:

- » Hombres (Morgan):  $LBM = 1.1 \times W - 120 \times \left(\frac{W}{H}\right)^2$
- » Mujeres (James):  $LBM = 1.07 \times W - 148 \times \left(\frac{W}{H}\right)^2$

Dónde:

- » W es el peso del paciente en kg
- » H es la estatura del paciente en cm

### 9.12.1.4. Área de superficie corporal

Para obtener este valor se usa la fórmula de Du Bois<sup>12</sup>:

$$BSA_{cm^2} = 71.84 \times H^{0.725} \times W^{0.425}$$

Dónde:

- » W es el peso del paciente en kg

<sup>10</sup> Denis J. Morgan, Kelly M. Bray. *Lean body mass as a predictor of drug dosage. Implications for drug therapy.* Clinical Pharmacokinetics. 1994, Vol. 26, 4, pp. 292–307. <https://doi.org/10.2165/00003088-199426040-00005>

<sup>11</sup> W. Philip T. James. *Research donde obesity.* London: Her Majesty's Stationery Office, 1976. ISBN 0114500347.

<sup>12</sup> Delafield Lleba Bois, Eugene F. Lleba Bois. *A formula tono estimate the approximate surface area if height and weight be known.* Archives of Internal Medicine. 1916, Vol. 17, 6-2, pp. 863–871.



» H es la estatura del paciente en cm

### 9.12.2. Datos requeridos

La tabla siguiente indica los atributos DICOM necesarios por el cálculo del SUV. La carencia de alguno de estos atributos puede hacer que no se pueda calcular el SUV o alguno de los tipos de normalización.

A tributo.	Descripció	Necessari por
(0010,1030)	Pse del paciente	Totes las normalizaciones (bw, lbm, bsa)
(0010,1020)	Estatura del paciente	lbm y bsa
(0010,0040)	Sexe del paciente	lbm
(0008,0021)	Fecha de la serie	Factor de corrección de la desintegración
(0008,0031)	Hora de la serie	Factor de corrección de la desintegración
(0018,1078)	Fecha y hora de administración de la dosis	Factor de corrección de la desintegración
(0018,1072)	Hora de administración de la dosis	Factor de corrección de la desintegración
(0018,1075)	Periodo de semidesintegración	Factor de corrección de la desintegración
(0018,1074)	Dosis radiactiva administrada al paciente en el instante de administración	Dosis radiactiva inyectada
(0054,1001)	Unonitats de los valores de píxel	SUV: según las unidades se determina si se puede calcular o no

#### 9.12.2.1. Atributos exclusivos de fabricante

Dependiendo del fabricante de la modalidad hay que utilizar algunos atributos privados para calcular el SUV.

Fabricante	A tributo.	Descripció	Necessari por
Philips	(7053,1009)	Factor de conversión de píxeles	Convertir los valores de píxel en Bq/ml



### 9.13. Visor MPR 2D

El visor MPR 2D permite realizar reconstrucciones de una serie en cualquier plan de corte, aunque no sea ortogonal. Permite manipular dos planes de corte adicionales que forman las imágenes resultantes para poder así ver imágenes en planes diferentes del de adquisición.


Se puede mover los planes de corte de la manera siguiente:





Moviment	Funcionament
Rotació	Posáis el puntero sobre una de las líneas y arrastráis el ratón en la dirección querida manteniendo pulsado el botón izquierdo  .
Desplaçament	Poseu el puntero sobre una de las líneas y arrastráis el ratón en la dirección querida manteniendo pulsado el botón izquierdo  y la tecla <b>Ctrl</b> .

Las esferas situadas sobre las líneas marcan el centro de rotación de los planes de corte.



El visor MPR 2D también dispone de diferentes herramientas de cálculo:

- » [Distancias, TA-GT](#)
- » [Ángulos, ángulos de Cobb](#)
- » ROIs (regiones de interés) [elíptica](#), [poligonal](#), [mágica](#)
- » [Círculo](#)
- » [Flecha](#)
- » [Borrar](#)

Y también herramientas generales:

- » [Scroll](#)
- » [Zoom](#)
- » [Lupa](#)




- » [Desar una captura en formato de imagen](#) (.jpg, .png, .bmp, .tiff)
- » [Exportación en PACS](#)
- » [Esconder la información del paciente del visualizador](#)
- » [Ver la información de los vóxeles](#)


## 9.14. Visor 3D

Visualiza toda la información de una serie en 3D mediante visualización de volúmenes, con herramientas que permiten aplicar diferentes funciones de color o recortar una parte del volumen.

Hay varios estilos de visualización predefinidos que combinan una función de transferencia (escala de color y de opacidad) con un conjunto de parámetros que afectan la visualización en 3D (principalmente parámetros de iluminación). Los estilos de visualización predefinidos disponibles son los siguientes:



Para aplicar un de estos estilos hay que hacer doble clic  sobre la imagen correspondiente.



El visor 3D dispone de varias herramientas:

- » [Cambio de vista \(axial, sagital, coronal\)](#)
- » [Zoom](#)
- » [Rotación 3D](#)
- » [Cambio de ventana](#)
- » [Desplazamiento](#)
- » [Planes de corte](#) (para recortar el volumen)
- » [Pantallazo](#)
- » [Enviar imagen en el PACS](#)

## 9.15. Planes de corte



### Función

Permite recortar un volumen dentro de un visor 3D para eliminar zonas del volumen que el usuario no quiere observar. Estas zonas quedan escondidas de la visualización pero no se elimina la información, de forma que se pueden volver a ver cambiando los planes de corte.



## Atajo




### Modo de funcionamiento



Cuando se activa la herramienta aparece una caja que engloba el volumen. La parte del volumen que queda dentro de la caja es visible y la parte que queda fuera se vuelve invisible. La medida, forma, orientación y posición de la caja se pueden alterar interactivamente con diferentes acciones del ratón y la visualización del volumen se actualiza en todo momento.




La caja tiene seis caras y en el centro de cada cara hay una bola que permite modificarla. También hay una bola en el centro de la caja que permite modificar la caja entera.





Para recortar por una cara hacéis clic y mantenéis el botón izquierdo  del ratón sobre la bola de la cara correspondiente y arrastradla . Esto permite desplazar el plan sobre su normal.







Para escalar la caja hacéis clic y mantenéis el botón derecho  del ratón sobre la caja o una de las bolas y arrastráis hacia arriba para ampliar la caja o hacia abajo para reducirla.



Para mover la caja hacéis clic y mantenéis el botón del medio o rodeta  del ratón sobre la caja o una de las bolas y arrastradla en la dirección querida.



Para girar la caja hacéis clic y mantenéis el botón izquierdo  del ratón sobre la caja (no ninguna bola) y arrastráis en la dirección de giro.






Si se desactiva la herramienta de los planes de corte el volumen se mantiene recortado. Si se vuelve a activar la herramienta aparece una nueva caja que se puede manipular para ver otras partes del volumen o volverlo a ver entero.

### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador 3D.

### Ejemplo



*Figura 25: Planes de corte en acción. Izquierda: estado inicial desprendido de activar la herramienta; se pueden observar las bolas en los centros de los planes. Centro: desplazando una cara (la que tiene un color diferente y la bola roja) para recortar el volumen. Derecha: estado final desprendido de recortar y haber desactivado la herramienta de los planes de corte para esconder la caja.*

## 9.16. Rotación 3D




### Función

Permite girar un volumen dentro de un visor 3D.

### Atajo



### Mode de funcionamiento

Arrastráis el ratón manteniendo pulsado el botón derecho  para girar el volumen en la dirección del desplazamiento. Si mantenéis pulsada la tecla **Ctrl** mientras feudo el movimiento, se hace una rotación sobre el eje perpendicular a la pantalla.

### Visualizador donde tiene efecto

El visualizador 3D.



## Ejemplo






Figura 26: Izquierda: estado inicial. Derecha: después de haber eructado el volumen.

### 9.17. Aplicaciones externas

Si se han definido aplicaciones externas a la configuración de la Starviewer estas aparecerán al menú **Herramientas > Aplicaciones externas**. Por saber como configurarlas consultáis la sección 13.7 Aplicaciones externas.


Al hacer clic  sobre uno de los elementos del menú se transmitirá cierta información (según se haya configurado) del visor activo hacia la aplicación correspondiente. Esto permite a la aplicación externa saber el contexto de trabajo actual y actuar adecuadamente (por ejemplo mostrando el mismo estudio que está abierto al Starviewer).




### 9.18. PDF

Sy se abre un estudio que contenga una o más series con PDF encapsulados se abrirá la extensión PDF. Esta contiene una lista de iconos representando los diferentes PDF encapsulados contenidos en el estudio.






Haciendo doble clic  sobre una de los iconos lo PDF correspondiendo se desencapsula y se abre con el visor de PDF por defecto del sistema.




## 10. Tests de diagnosis

Para acceder a los tests de diagnosis hay que ir al menú **Herramientas > Ejecutar tests de diagnosis**. Su funcionalidad es comprobar una serie de parámetros del sistema y ejecutar un conjunto de tests que permiten evaluar si el sistema está bien configurado y cumple los requisitos recomendados, y diagnosticar errores y posibles problemas.

Al seleccionar el menú se abre una ventana que informa que se están ejecutando los tests y un indicador del progreso.



Una vez finalizados los tests aparece una ventana con los resultados. Si no ha fallado ningún test se informa el usuario que los tests han sido superados de forma satisfactoria y se le ofrece la opción de ver los detalles de los resultados. Si hay errores o avisos se muestra un mensaje corto por cada uno de estos y uno para ver la información del sistema. Haciendo clic  sobre cada mensaje se puede ampliar para ver los detalles. En la parte de bajo de la ventana hay un botón para guardar los resultados y otro para cerrar la ventana.




Figura 27: Resultados de los tests de diagnosis. Esquerra: todo correcto. Derecha: con errores.

Los resultados se clasifican en tres grupos: los correctos, los avisos y los errores. Por cada grupo hay un botón correspondiente para mostrar o esconder los resultados; por defecto se visualizan solo los avisos y los errores si ha habido ninguno. La información del sistema se puede ver siempre.



Los resultados correctos indican que el test se ha podido ejecutar y se ha obtenido el resultado esperado.

Los avisos indican que algo no está bien configurado o que la aplicación puede no funcionar como se espera pero se puede seguir utilizando. Sin embargo, es recomendable que no haya.

Cuando hay un error puede ser que no se haya podido ejecutar el test o que su resultado no sea correcto.

Con los detalles de los avisos y los errores a veces se ofrece una pista sobre cómo resolverlos.


El botón **Guardar resultados** permite guardar los resultados de los tests en un fichero. Esto es útil para poder enviarlos por correo electrónico a la dirección de apoyo [support@starviewer.udg.edu](mailto:support@starviewer.udg.edu) para ayudar los desarrolladores a diagnosticar un problema.



## 11. Impresión DICOM

Esta extensión permite imprimir imágenes en formato DICOM en impresoras DICOM. Se puede acceder desde el menú **Visualización > Impresión DICOM**.



En esta ventana aparecen las preferencias de impresión a la izquierda y la imagen a imprimir a la derecha. El visor permite cambiar de imagen, serie y estudio del paciente utilizando el [menú de paciente](#) (botón derecho ) . También permite cambiar la ventana de las imágenes utilizando la herramienta de cambio [de ventana](#) o la herramienta de selección [de ventanas predeterminadas](#). Finalmente, se puede restablecer la imagen en el estado inicial con la herramienta de restablecer , accesible con el botón de la barra de herramientas y el atajo del teclado (**Ctrl** + **R**).

El plafón de la izquierda permite escoger varios parámetros, como:

- » Impresora (ved 11.2 Añadir una impresora)
- » Número de copias
- » Medida de la placa
- » Tipo de placa
- » Orientación
- » Medida de la parrilla de impresión
- » Imágenes a imprimir: actual o un rango de imágenes (ved 11.1 Selección de las imágenes a imprimir)






## 11.1. Selección de las imágenes a imprimir

La herramienta de impresión permite imprimir una o varias imágenes, incluso de series diferentes, a la misma placa. Se puede añadir una o más imágenes para imprimir mediante los pasos siguientes:

1. Seleccionáis la serie que contiene las imágenes al visor de la derecha.
2. Seleccionáis las imágenes a imprimir usando las opciones del cuadro *Imágenes a imprimir*.


Se puede seleccionar las imágenes de diferentes maneras:

- *Imagen actual*: añade solo la imagen visualizada actualmente a la lista de imágenes a imprimir.
  - *Selección*: añade un subconjunto de imágenes de la serie siguiendo los criterios siguientes:
    - ~ Desde: imagen inicial del rango.
    - ~ Fines: imagen final del rango.
    - ~ Intervalo: salto entre imágenes, es decir, cada cuántas imágenes se coge una.
3. Haced clic  al botón **Añade para imprimir**.

Se pueden repetir los pasos las veces que haga falta hasta haber añadido todas las imágenes que se quiera. Se pueden sacar imágenes de la lista de impresión seleccionándolas a la lista y haciendo clic  al botón **Saca las imágenes seleccionadas** o bien al botón **Sácalas todas** para vaciar la lista. Para imprimir las imágenes hacéis clic  al botón **Imprime**.



## Ejemplo



*Figura 28: Ejemplo de selección de imágenes para imprimir. Se ha seleccionado imprimir la imagen 52 de la serie 2, después todas las imágenes de la serie 2 y finalmente de la serie 3 las imágenes entre la 65 y la 450 con un intervalo de 94, incluyendo por lo tanto las imágenes 65, 159, 253, 347 y 441. Tal como se indica abajo a la izquierda se imprimirán 17 placas, de acuerdo con los parámetros y el formato de impresión.*

## 11.2. Añadir una impresora

Para añadir una impresora hacéis clic  al botón junto al desplegable de selección de impresora (icono ). Aparece la ventana siguiente:



AE Title	Hostname	Port	Description
DICOMPRINTER	192.168.91.36	60496	DICOM printer

**Printer Settings**  
 AE Title:  Hostname:  Port:   
 Description:   Default printer

**Print Settings**  
 Print priority:   
 Medium:   
 Film Destination:

**Film Settings**  
 Layout:   
 Film Orientation:   
 Film Size:

**Advanced Settings**  
 Magnification Type:  Smoothing:   
 Border Color:  Empty Image Color:   
 Minimum Density:  Automatic Maximum Density:  Automatic  
 Polarity:  Trim:  Yes  No  
 Supports Annotation Box:  Yes  No Annotation Display Format:   
 Configuration Information:

Las acciones principales en esta ventana son:

- » **Añade una nueva impresora**: abre una pequeña ventana (Figura 29) que permite definir los parámetros principales de la impresora:
  - » AE Title: nombre de la impresora según su configuración DICOM.
  - » Dirección: dirección IP de la impresora.
  - » Puerto: puerto de escucha de la impresora.
  - » Descripción: texto breve para ayudar al usuario a distinguir la impresora.



- > **Impresora predeterminada:** si se marca la casilla, la impresora quedará configurada como impresora predeterminada, la que se selecciona inicialmente cuando se abre la extensión de Impresión DICOM (solo puede haber una configurada como predeterminada).
- » **Elimina la impresora:** borra la impresora seleccionada de la lista.
- » **Comprueba la impresora:** hace una comprobación de la conexión con la impresora. Si falla el test puede ser que la impresora no esté disponible o bien que alguno de los parámetros de configuración, como por ejemplo la AE Title o el puerto, sean incorrectos.




Figura 29: Diálogo para añadir una impresora nueva.

Después de añadir una impresora o seleccionar una de la lista se pueden configurar los otros parámetros que aparecen a la ventana.

Para realizar una configuración avanzada de la impresora consultáis el manual de administrador de la aplicación.





## 12. Menús

A la barra de menús encontramos los elementos siguientes:

- » Fichero
- » Visualización
- » Herramientas
- » Ventana
- » Ayuda

### 12.1. Fichero


Desde este menú se puede gestionar las fuentes de datos a consultar y realizar una gestión básica de la aplicación.

- » Ventana nueva: abre una nueva ventana vacía de Starviewer. Atajo: **Ctrl** + **N**.
- » Estudios de la base de datos local: abre la ventana de la base de datos local para consultar y abrir estudios descargados previamente. Atajo: **Ctrl** + **L**.
- » PACS: abre la ventana de consulta en los PACS para consultar y descargar estudios. Atajo: **Ctrl** + **P**.
- » Abre un DICOMDIR: abre una ventana que permite abrir un DICOMDIR desat al ordenador, o una memoria externa, o CD, etc. Atajo: **Ctrl** + **D**.
- » Abre ficheros: permite abrir ficheros locales en formato DICOM (\*.dcm) u otros formatos admitidos por el Starviewer como lo MetalImage (\*.mhd). Atajo: **Ctrl** + **O** [.] [.]
- » Abre los ficheros de un directorio: permite abrir todos los ficheros en cualquier formato admitido que se encuentren dentro de una carpeta seleccionada y sus subcarpetes. Atajo: **Ctrl** + **U** + **D**.
- » Valla: cierra la pestaña (extensión) actual de la ventana. Atajo: **Ctrl** + **W**.
- » Sale: cierra el Starviewer. Atajo: **Ctrl** + **Q**.

### 12.2. Visualización


Una vez abierta un estudio el usuario puede escoger entre diferentes tipos de visualizadores o extensiones que ofrecen diferentes funcionalidades:

- » [Impresión DICOM](#)
- » [MPR 2D](#)
- » [PDF](#) (se abre por defecto cuando se abre un estudio que contiene PDF encapsulados)




» [Visor 2D](#) (se abre por defecto cuando se abre un estudio, excepto si solo contiene PDF encapsulados)

» [Visor 3D](#)



Por cada visualizador o extensión que se abre desde este menú aparece una nueva pestaña. Si el elemento seleccionado ya está abierto solo se activa la pestaña correspondiente, no se abre una de nueva.




### 12.3. Herramientas

Este menú incluye varias funcionalidades no relacionadas con la apertura o visualización de imágenes.

- » Idioma: permite cambiar el idioma de la aplicación. Después de cambiar de idioma hay que cerrar y volver a abrir el Starviewer para hacer efectivo el cambio.
- » Configuración: abre la ventana [de configuración](#).
- » Ejecutar tests de diagnosis: ved la sección 10 Tests de diagnosis.
- » Aplicaciones externas: permite ejecutar las [aplicaciones externas](#).




- » Muestra la identificación del paciente en el título de la ventana: permite activar o desactivar que se vea el nombre e identificador del paciente a la barra de título de la ventana actual de la Starviewer. Es independiente por cada ventana y por defecto está activado.





## 12.4. Ventana

Este menú permite mover la ventana a otra pantalla o maximizarla para ocupar más de una.





### 12.4.1. Mover a la pantalla

Mueve la ventana de la Starviewer a una pantalla determinada. El menú muestra la configuración de pantallas actual. Haciendo clic  a una de las pantallas mostradas se envía la ventana a la pantalla correspondiente.




### 12.4.2. Maximizar a múltiples pantallas

Atajo: **Ctrl** +  + **M**.



*Dibujo 1: Ejemplo de maximización a múltiples pantallas. A la izquierda se muestra en negro la ventana y en moratón la distribución de pantallas, en el estado inicial. A la derecha el resultado de maximizar a múltiples pantallas; la ventana se ha expandido ocupando cuatro pantallas en horizontal.*

Esta funcionalidad ajusta la medida de la ventana de la Starviewer para que ocupe el máximo número de pantallas siempre que unidas formen un espacio rectangular. Se tiene en cuenta primero la expansión horizontal y después la vertical.



*Dibujo 2: Otro ejemplo de maximización a múltiples pantallas. A la izquierda se muestra en negro la ventana y en moratón la distribución de pantallas, en el estado inicial. A la derecha el resultado de maximizar a múltiples pantallas; la ventana se ha expandido ocupando seis pantallas, dos de anchura y tres de altura.*

Hay que tener en cuenta que porque la expansión funcione las pantallas tienen que tener exactamente el mismo número de píxeles en los bordes que se tocan. Sino no se detecta una forma rectangular.

#### 12.4.3. Desplazar a la pantalla anterior


Atajo: **Ctrl** + +

Esta función mueve la ventana a la pantalla anterior siguiendo una secuencia circular como el Dibujo 3.

#### 12.4.4. Desplazar a la pantalla siguiente

Atajo: **Ctrl** + +

Esta función mueve la ventana a la pantalla siguiente siguiendo una secuencia circular como el Dibujo 3.



*Dibujo 3: Secuencia de desplazamiento de imágenes.*

## 12.5. Ayuda

Este menú permite acceder a los manuales, el registro y varias informaciones referentes a la Starviewer.

- » Guía de usuario: abre este manual de usuario en PDF.
- » Guía rápida: abre la guía rápida en PDF, la cual explica los pasos básicos para empezar a usar el programa.
- » Guía de atajos: abre un documento en PDF que indica todos los atajos de teclado de la aplicación. La misma información se puede encontrar a la sección 14 Atajos de teclado.
- » Información sobre el uso como dispositivo médico: muestra una ventana con indicaciones para asegurar un uso correcto del Starviewer cuando se usa como dispositivo médico para diagnóstico en pacientes humanos.
- » Muestra el fichero de registro: muestra una ventana con el contenido del fichero de registro que genera el Starviewer con su uso. La información que contiene a menudo es útil para los desarrolladores para diagnosticar problemas de la aplicación.
- » Notas de la versión: muestra una ventana con las novedades, mejoras y correcciones de la última versión del programa y también de las anteriores.
- » En cuanto a :muestra una ventana con información sobre la Starviewer, incluyendo la versión, dirección de contacto de apoyo, web, etc. El botón **Información de la licencia** permite ver información sobre las licencias propias y de tércers del Starviewer.




Help

User Guide


Quick Start Guide

Shortcuts Guide

Information about use as medical device

 Show Log File

Release Notes

 About




## 13. Configuraciones

La ventana de configuración, accesible desde el menú **Herramientas > Configuración**, permite configurar varios elementos al gusto del usuario. Los parámetros se agrupan en diferentes secciones seleccionables desde el plafón de la izquierda de la ventana:

- » Visor 2D
- » Distribución de los visores 2D
- » PACS
- » Base de datos local
- » Escuchar peticiones del RIS
- » DICOMDIR
- » Aplicaciones externas
- » Magnificación

A continuación se explican las opciones dentro de cada sección.

### 13.1. Visor 2D






Opciones	Descripció	Valor por defecto
Desplaçament cíclico de imágenes	Modifica el comportamiento de la herramienta de <a href="#">cambio de corte</a> por imágenes haciendo que cuando llegue a un extremo haga la vuelta, es decir, que después de la última venga la primera y viceversa.	Desactivado
Desplaçament cíclico de fases	Modifica el comportamiento de la herramienta de <a href="#">cambio de fase</a> haciendo que cuando llegue a un extremo haga la vuelta, es decir, que después de la última venga la primera y viceversa.	Desactivado
Desplazamiento infinito del ratón	Hace que cuando el ratón llega a un extremo del visor donde está actuando se teletransporta en el extremo opuesto permitiendo un desplazamiento constante.	Activado
Cambia de serie con la rueda	Hace que la rueda sirva para navegar por las series de un estudio del mismo modo que el <a href="#">cambio de corte</a> con las teclas <a href="#">+</a> y <a href="#">-</a> .	Desactivado
Activadas líneas de referencia para	Fa que las <a href="#">líneas de referencia</a> se activen automáticamente cuando se abre un estudio con una de las modalidades seleccionadas.	Activado por MR
Activada sincronización automática para	Fa que la sincronización <a href="#">automática</a> se active automáticamente cuando se abre un estudio con una de las modalidades seleccionadas.	Activado por MR y CT
Herramienta de zoom por defecto para	Cuando se abre un estudio con una de las modalidades seleccionadas la herramienta por defecto es la de zoom en vez de la de <a href="#">cambio de corte y de fase</a> .	Activado por CR, DX, MG, MR, OP y RF
Activada propagación para	Fa que la propagación se active automáticamente cuando se abre un estudio con una de las modalidades seleccionadas.	Activado por CT, MR y PT
Nivell de detalle en la descripción de las medidas	Permet escoger el <a href="#">nivel de detalle por medidas</a> que pueden dar más de un resultado según los atributos de imagen presentes.	Mínimo
Tipus preferido de normalización de la medida SUV	Permet escoger el factor de normalización empleado en medidas <a href="#">SUV</a> .	Pes corporal
Factor de ampliación de la lupa	Configura el nivel de ampliación de la herramienta <a href="#">lupa</a> .	4x
Medida de la cruz	Permet configurar la medida de la cruz por las herramientas de círculo y cursor <a href="#">3D</a> .	10, 30
Muestra la información textual de los visores por defecto	Hace que por defecto se muestre o no la información <a href="#">textual</a> a los visores.	Activado





## 13.2. Distribución de los visores 2D



Esta sección permite configurar como se distribuyen las imágenes al visor 2D cuando se abre un estudio dependiente de la modalidad. Hay una pestaña por cada modalidad.

Opciones	Descripción	Valor por defecto
Utiliza hanging protocols si hay	Sy está activada y se abre un estudio de la modalidad se priorizará aplicar el mejor <a href="#">hanging protocolo</a> aplicable. Si está desactivada o no hay ningún hanging protocolo aplicable se aplicará una <a href="#">distribución regular automática</a> siguiendo los parámetros explicados a los puntos siguientes.	Activada por CR, CT, MG, MR y OS
Distribuir por	Sy se distribuye por series se asigna una serie diferente a cada visor, ordenadas por número de serie. Si se distribuye por imágenes se asigna una imagen diferente a cada visor, independientemente de la serie, ordenadas por número de serie y de imagen dentro de la serie.	Series por CT, MR, NM, PT, SC y SAH; imágenes por el resto.
Dirección de distribución	Decideix en qué orden se llenan los visores de la pantalla: por filas (de izquierda a derecha) o por columnas	De izquierda a derecha




Opciones	Descripción	Valor por defecto
	(de arriba abajo). Siempre empezando por el visor de arriba a la izquierda.	
Exclou de la distribución	Permet excluir de la distribución regular algunos tipos de imágenes que se consideren poco relevantes.	Localitzadors CT y Corrección de atenuación CT (B08s) activados por CT y Surveys MR activado por MR
Nombre máximo de visores	Nombre máximo de visores que se crearán con la distribución automática cuando se abre el estudio. No se crearán más visores aunque queden series o imágenes para visualizar. Tampoco se crearán nunca más de los necesarios si hay pocas series o imágenes.	Tantes como sea posible (equivaliendo a 48)
Restaura los valores predeterminados	Restablece los valores por defecto que tiene la modalidad seleccionada.	



### 13.3. PACS

Esta sección permite configurar servidores PACS remotos y los parámetros del nodo local.

#### 13.3.1. Servidores PACS

En esta pestaña hay una lista de los servidores PACS configurados y debajo unos campos de configuración y unos botones.

Para añadir un nuevo servidor hay que llenar todos los campos (AE Title, Dirección, puertos, etc.) y hacer clic  al botón **Añade**. Si la opción *Busca por defecto en el PACS* está marcada lo PACS correspondiendo estará seleccionado para consultas cuando se abre la Starviewer.

Para modificar un servidor existente hay que hacer clic  a la lista, modificar los campos que haga falta y entonces hacer clic  al botón **Actualiza**.


Para borrar un servidor hay que hacer clic  a la lista y entonces hacer clic  al botón **Borra**.

El botón **Comprueba** permite comprobar si un servidor responde teniendo en cuenta los parámetros actuales de los campos.


#### 13.3.2. Configuración local

Esta pestaña permite configurar los parámetros de conexión de la máquina local con los servidores PACS.

Opciones	Descripción	Valor por defecto
A ETitle de la máquina local	El identificador DICOM de esta máquina que se envía en el PACS.	El hostname de la máquina



## 13.4. Base de datos local



mente los estudios que no han sido visualizados en los últimos X días

dos los estudios que no han sido abiertos en el tiempo indicado. Esto permite liberar espacio de manera automática.

Borra estudios para mantener X GB de espacio libre

Si está activada, se intenta descargar o importar un estudio y queda menos espacio libre que el mínimo indicado al otro parámetro, la aplicación borra los estudios que hace más tiempo que no se visualizan para liberar espacio hasta que se llega al espacio mínimo indicado al otro parámetro más el espacio indicado aquí.

Activado, 2

Esborra todos los estudios

Esborra todos los estudios descargados.

Compacta la base de datos


Reduce la medida de la base de datos y hace más rápidas las consultas de estudios locales.

Cuando se borran estudios viejos para hacer espacio para bajar uno de nuevo, el espacio que se intenta liberar es el mínimo necesario más un extra porque no haya que hacerlo tan a menudo. Los dos valores son controlados por los dos parámetros descritos más arriba.



Si después de borrar todos los estudios no se puede llegar al mínimo necesario no se permite descargar más estudios. En este caso habría que liberar espacio del disco mediante alguna otra herramienta o bien cambiar la ubicación de la memoria cae a un disco con más espacio.


### 13.5. Escuchar peticiones del RIS



Opciones	Descripció	Valor por defecto
Escucha peticiones del RIS al puerto	Sy está activada el Starviewer escucha al puerto indicado esperando una petición de un RIS. También afecta a la integración con SAP.	A ctivat,11110
Visualitza automáticamente los estudios cuando se hayan descargado	Sy está activada los estudios pedidos por RIS o SABE se descargan y se abren automáticamente. De lo contrario solo se descargan.	Activado



## 13.6. DICOMDIR



Opciones	Descripció	Valor por defecto
Converteix todas las imágenes a Explicit Little Endian	Sy está activada al crear el DICOMDIR se convierten todas las imágenes a Explicit Little Endian. Esto puede mejorar la compatibilidad con otros visores.	Desactivat
Camí de la aplicación	Camí del ejecutable del programa para grabar discos ópticos.	Windows: %ProgramFiles%\Img-Burn\ImgBurn.exe Linux: /usr/bin/k3b
Paràmetres de la aplicació	Els arguments que tiene que recibir el programa de grabación de discos ópticos.	Windows: /MODE write /SRC %1 /EJECT YES /VERIFY NO /CLOSESUCCESS /START Linux: --nosplash %1



Opciones	Descripció	Valor por defecto
Unutilitza parámetros diferentes para grabar CD y DVD	Permet definir unos argumentos diferentes dependiendo de si se graba un CD o un DVD.	Windows: desactivat Linux: activado. Parámetros para CD: <code>--nosplash --cdimage %1</code> . Parámetros para DVD: <code>--nosplash --dvdimage %1</code>
Copia el contenido de una carpeta al DICOMDIR	A aquestes opciones permiten que siempre que se cree un DICOMDIR se copie el contenido de la carpeta indicada. Se puede discriminar el hecho de hacer la copia o no según si se crea un DICOMDIR en un apoyo óptico o en un disco llevar o memoria USB. Puede ser útil para incluir un visualizador DICOM con el DICOMDIR.	Todo desactivado

### 13.7. Aplicaciones externas

Starviewer Configuration

External applications

Type	Name	URL
URL	App 1	http://www.starviewer.org
Command	App 2	echo "Starviewer Medical {%AccessionNumber%}"

External applications can be an URL which is opened with the system's default browser or a system command.

If an URL or command has the following parameters, then they will be replaced with the corresponding real values before doing the launch.

- `{%StudyInstanceUID%}` Study UID.
- `{%SeriesInstanceUID%}` Series UID.
- `{%AccessionNumber%}` Accession number.
- `{%PatientID%}` Patient ID.

Be aware of the security risks when defining external applications. Code injection attacks through command invocation may happen when opening a malicious DICOM file. Files may also be altered by a MITM attacker between the user and the PACS server.

Show Advanced Options

Close



Las aplicaciones externas consisten en un URL que se puede abrir al navegador o ejecutar como una orden del sistema. Podéis añadir de nuevas con los botones **Añade URL** o **Añade orden**. Si un URL u orden tiene uno de los parámetros descritos a continuación, este será sustituido por el valor del atributo DICOM correspondiente. En caso de que se abra con el navegador web los caracteres especiales se codificarán con el método del porcentaje (también conocido como «URL encoding»).


- » {%StudyInstanceUID%} (0020,000D)
- » {%SeriesInstanceUID%} (0020,000E)
- » {%AccessionNumber%} (0008,0050)
- » {%PatientID%} (0010,0020)

Tened en cuenta los riesgos de definir aplicaciones externas. A través de un fichero DICOM maligno se podrían producir ataques de inyección de código a través de la invocación de órdenes. Los ficheros también pueden verse alterados por medio de ataques MITM entre el Starviewer y el servidor PACS.

La orden de las aplicaciones externas se tiene en cuenta en la hora de generar el menú y la asignación de los atajos del teclado. Podéis alterarlo seleccionando una fila de la mesa y usando los botones **Sube** y **Baja**.

### 13.8. Magnificación






Esta sección de la configuración permite activar una opción para hacer más grandes el texto y los iconos de la aplicación. Se puede ver una previsualización de cómo quedará según el nivel de magnificación. Para aplicar los cambios hay que reiniciar el Starviewer.

La magnificación es útil cuando se utiliza el Starviewer en pantallas muy grandes como por ejemplo las de mamografía.



## 14. Atajos de teclado

### 14.1. Atajos principales



### 14.2. Otros atajos

Y cona.	Funció	Atajo	Icono	Funció	Drecera
	Vista axial	<b>Ctrl</b> + <b>1</b>		Ventana nueva	<b>Ctrl</b> + <b>N</b>
	Vista sagital	<b>Ctrl</b> + <b>2</b>		Cierra la pestaña	<b>Ctrl</b> + <b>W</b>



## Y

con.	Función	Atajo	Icono	Función	Drecera
	Vista coronal	<b>Ctrl</b> + <b>3</b>		Salir	<b>Ctrl</b> + <b>Q</b>
	Captura la imagen actual	<b>Ctrl</b> + <b>S</b>		Estudios de la base de datos local	<b>Ctrl</b> + <b>L</b>
	Captura toda la serie	<b>Ctrl</b> + <b>A</b>		PACS	<b>Ctrl</b> + <b>P</b>
	Borra todas las anotaciones	<b>Ctrl</b> + <b>E</b>		Abre un DICOMDIR	<b>Ctrl</b> + <b>D</b>
	Restablece el visor en el estado inicial	<b>Ctrl</b> + <b>R</b>		0 brecheros	<b>Ctrl</b> + <b>O</b>
	Ángulo de Cobb	<b>⇧</b> + <b>A</b>		Abre los ficheros de un directorio	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>D</b>
	ROI poligonal	<b>⇧</b> + <b>R</b>		Maximiza a múltiples pantallas	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>M</b>
	Lupa	<b>⇧</b> + <b>Z</b>		Desplaza a la pantalla anterior	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>←</b>
	Dessincroniza todos los visores	<b>⇧</b> + <b>U</b> <b>n</b> <b>o</b>		Desplaza a la pantalla siguiente	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>→</b>
	Aplicaciones externas	<b>⇧</b> + <b>F1</b> ... <b>F12</b>			



## 15. Glosario

- AE Title:** *El AE Title (del inglés Association Entity Title) es el identificador que utiliza el protocolo DICOM para reconocer las partes implicadas en las operaciones de comunicación y transferencia de imágenes. Así pues, cada PACS y estación de trabajo tienen su propio AE Title asociado a una dirección TCP/IP con las cuales se negocian las comunicaciones entre estos.*
- DICOM:** *El DICOM (del inglés Digital Imaging and Communications in Medicine) es una norma para manipular, almacenar y transmitir información de imágenes médicas. La norma incluye una definición del formato del fichero DICOM y de los protocolos de comunicación, basados en TCP/IP, que permiten intercambiar información entre dos entidades que tengan la capacidad de enviar y recibir información en formato DICOM. El DICOM fue desarrollado para permitir la integración y comunicación de escáneres y aparatos radiográficos, servidores, estaciones de trabajo y hardware diverso de diferentes fabricantes.*
- PACS:** *El PACS (del inglés Picture Archiving and Communication System) es un sistema formado por la combinación de hardware y software dedicado al almacenamiento, recuperación, administración, distribución y presentación de imágenes médicas. El formato universal por el almacenamiento y transferencia de las imágenes es lo DICOM.*
- Query/Retrieve:** *Es un servicio DICOM que permite a una estación de trabajo buscar y descargar imágenes de un PACS.*
- Store:** *Es un servicio DICOM usado para enviar imágenes u otros objetos persistentes en un PACS o a una estación de trabajo.*



## Tabla de figuras

Figura 1: Esquerra: corte y fase iniciales. Centro: cambio de corte. Derecha: cambio de fase. . . . .	44
Figura 2: Esquerra: zoom inicial. Drinda: después de hacer zoom. . . . .	45
Figura 3: Esquerra: posición inicial. Drinda: después de mover . . . . .	47
Figura 4: Esquerra: ventana original del DICOM. Drinda: ventana modificada. . . . .	48
Figura 5: Una misma serie PET con diferentes funciones de color. Izquierda: Black & White Inverse. Derecha: PET. . . . .	52
Figura 6: Izquierda: imagen original. Derecha: la misma imagen con los colores invertidos. . . . .	53
Figura 7: Centro: imagen original. Izquierda: invertida horizontalmente. Derecha: invertida verticalmente. . . . .	54
Figura 8: Una imagen con las cuatro rotaciones posibles. . . . .	55
Figura 9: Izquierda: imagen original. Centro: la misma imagen habiendo hecho zoom y desplazado la imagen, cambiado la ventana y dibujado una ROI. Derecha: resultado de restablecer en el estado inicial la imagen del centro; queda exactamente igual que la de la izquierda. . . . .	55
Figura 10: Izquierda: visor con la información visible. Derecha: el mismo visor con la información escondida. . . . .	56
Figura 11: Izquierda: visor con los overlays visibles (la D arriba a la izquierda). Derecha: el mismo visor con los overlays escondidos. . . . .	57
Figura 12: Izquierda: visor con los shutters visibles. Derecha: el mismo visor con los shutters escondidos. . . . .	58
Figura 13: Ventana de exportación de imágenes DICOM. . . . .	60
Figura 14: Arriba izquierda: un corte. Arriba derecha: MIP de 100 mm. Bajo izquierda: MinIP de 100 mm. Bajo derecha: media de 100 mm. . . . .	80
Figura 15: El visor de bajo a la izquierda está seleccionado y el plan de la imagen actual, con un grosor de 6 mm, se muestra proyectado a los otros visores. . . . .	83
Figura 16: Se ha marcado un punto al visor de arriba a la derecha y los otros visores señalan automáticamente el mismo punto del espacio. . . . .	84
Figura 17: Submenú de reproducción. . . . .	85
Figura 18: Información DICOM. Izquierda: tags relevantes. Derecha: todos los tags. . . . .	87
Figura 19: Información DICOM filtrando para encontrar el tag Spacing Between Slices. . . . .	87
Figura 20: Izquierda: ventana inicial. Derecha: ventana cambiada al visor axial y propagada a los otros. . . . . .	92
Figura 21: Izquierda: estado inicial. Derecha: zoom, desplazamiento y orientación cambiados al visor de bajo a la izquierda y propagados a los otros con el mismo plan anatómico. . . . .	92
Figura 22: Izquierda: sin thick slab. Derecha: MIP de grosor máximo aplicado al PET y propagado a la serie secundaria (PET) de la fusión. . . . .	93
Figura 23: Fusión PET-CT con diferentes vistas. A las columnas, de izquierda a derecha: CT, fusión, PET. A las filas, de arriba abajo: axial y coronal. . . . .	95
Figura 24: Izquierda: desplegable para controlar el balance de fusión. Derecha: anotación para indicar el balance de fusión actual. . . . .	98
Figura 25: Planes de corte en acción. Izquierda: estado inicial desprendido de activar la herramienta; se pueden observar las bolas en los centros de los planes. Centro: desplazando una cara (la que tiene un	



color diferente y la bola roja) para recortar el volumen. Derecha: estado final desprendido de recortar y haber desactivado la herramienta de los planes de corte para esconder la caja. . . . .	108
Figura 26: Izquierda: estado inicial. Derecha: después de haber eructado el volumen. . . . .	109
Figura 27: Resultados de los tests de diagnosis. Esquerra: todo correcto. Derecha: con errores. . . . .	111
Figura 28: Ejemplo de selección de imágenes para imprimir. Se ha seleccionado imprimir la imagen 52 de la serie 2, después todas las imágenes de la serie 2 y finalmente de la serie 3 las imágenes entre la 65 y la 450 con un intervalo de 94, incluyendo por lo tanto las imágenes 65, 159, 253, 347 y 441. Tal como se indica abajo a la izquierda se imprimirán 17 placas, de acuerdo con los parámetros y el formato de impresión. . . . .	115
Figura 29: Diálogo para añadir una impresora nueva. . . . .	117