





**Starviewer**  
Medical Imaging Software

## Starviewer 1.1

### Guia de dreceres

Icona	Funció	Drecera	Icona	Funció	Drecera
	Vista axial	<b>Ctrl</b> + <b>1</b>		Finestra nova	<b>Ctrl</b> + <b>N</b>
	Vista sagital	<b>Ctrl</b> + <b>2</b>		Tanca la pestanya	<b>Ctrl</b> + <b>W</b>
	Vista coronal	<b>Ctrl</b> + <b>3</b>		Surt	<b>Ctrl</b> + <b>Q</b>
	Captura la imatge actual	<b>Ctrl</b> + <b>S</b>		Estudis de la base de dades local	<b>Ctrl</b> + <b>L</b>
	Captura tota la sèrie	<b>Ctrl</b> + <b>A</b>		PACS	<b>Ctrl</b> + <b>P</b>
	Esborra totes les anotacions	<b>Ctrl</b> + <b>E</b>		Obre un DICOMDIR	<b>Ctrl</b> + <b>D</b>
	Restableix el visor a l'estat inicial	<b>Ctrl</b> + <b>R</b>		Obre fitxers	<b>Ctrl</b> + <b>O</b>
	Angle de Cobb	<b>⇧</b> + <b>A</b>		Obre els fitxers d'un directori	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>D</b>
	ROI poligonal	<b>⇧</b> + <b>R</b>		Maximitza a múltiples pantalles	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>M</b>
	Lupa	<b>⇧</b> + <b>Z</b>		Desplaça a la pantalla anterior	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>←</b>
	Dessincronitza tots els visors	<b>⇧</b> + <b>U</b>		Desplaça a la pantalla següent	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>→</b>
	Aplicacions externes	<b>⇧</b> + <b>F1</b> ... <b>F12</b>			